

NOME DO PRODUTO: DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO - MEDISON

Registro MS: 10150470307

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Dispositivos

Matéria Prima: Poliestireno

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 5 Anos

Uso Único.**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

O Dispositivo para Circuncisão Medison é um dispositivo simples para realizar circuncisão sem incisão, sutura e dor. O produto é descartável, minimamente invasivo e apresenta resultados seguros sem risco de infecção. Esse dispositivo inovador pode ser utilizado em hospitais, clínicas ou qualquer centro de saúde seguindo corretamente as instruções de uso.

INDICAÇÃO DE USO

O Dispositivo para Circuncisão Medison é indicado para procedimentos de circuncisão em adultos e crianças.

INSTRUÇÃO DE USO

Seguir protocolo da instituição

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Componente	Matéria prima
Haste-laço	Poliestireno
Anel de Bloqueio	

Cabo	
Parafuso de Plástico	
Cordonê	Nylon Atóxico



*** Produto isento de Látex.**

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
MD12	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO 12MM
MD13	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO 13MM
MD14	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO 14MM
MD15	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO 15MM
MD16	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO 16MM
MD17	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO 17MM
MD18	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO 18MM
MD19	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO 19MM

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

O Dispositivo para Circuncisão Medison é fornecido esterilizado por Óxido de Etileno, embalado individualmente em embalagem de PVC e papel grau médico e posteriormente acondicionado em caixa de papelão.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado em sua embalagem original até o momento de sua utilização, a fim de manter sua esterilidade;

Armazenar em local seco e fresco.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Embora o dispositivo seja esterilizado por Óxido de Etileno é recomendado colocar o produto (incluindo o fio elástico) em água estéril por mais de um minuto antes do uso. Isso será benéfico para o desempenho da lubrificação para a cirurgia.
- Não aplique em pacientes diabéticos ou que apresentaram infecção genital, DST e hipertensão.
- Álcool, carnes gordas, peixes e outros alimentos irritantes são proibidos antes da cicatrização.
- Não faça exercícios vigorosos.
- Utilize analgésicos de acordo com as instruções do médico. Preste atenção às alergias medicamentosas já que as alergias causadas por analgésicos podem se manifestar nas partes genitais.
- Podem ocorrer inflamações, utilize medicamentos anti-inflamatórios de acordo com a prescrição médica.
- Mantenha o local limpo e seco durante a cirurgia.
- Os métodos cirúrgicos devem ser completamente dominados antes do procedimento.
- Os dispositivos descartáveis são esterilizados por Óxido de Etileno e não devem ser utilizados se a embalagem estiver danificada.
- O dispositivo deve ser mantido em local fresco e seco, com temperatura acima de 0°C e umidade relativa inferior a 80%. A validade é de 5 anos.
- Após o uso o dispositivo deve ser quebrado ou cortado para evitar reutilização.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259