

PRODUTO: Cateter Para Canalização Endovenosa Duplo Lúmen (PICC) - Blenta

PRODUTO:	Cateter Para Canalização Endovenosa Duplo Lúmen (PICC) – Blenta
CÓDIGO	5010
CADASTRO/REGISTRO ANVISA	81158510030
CLASSE DE RISCO (RDC 185/01)	IV
	5010.02.20-2
	5010.02.30-2
MODELO COMERCIAIS	5010.02.50-2
	5010.03.50-2
	5010.04.60-2

1. RELAÇÃO DE COMPONENTES / COMPOSIÇÃO

1. Catéter de Poliuretano (Cateter para Inserção Endovenosa – duplo lúmen conforme modelo);
2. Garrote de Silicone;
3. Fita Métrica em papel;
4. Pinça metálica em aço inoxidável;
5. Conector Intermitente Luer Lock (corpo em policarbonato e válvula em silicone);
6. Introdutor modelo Silflash em aço inoxidável (tamanho variável conforme modelo);
7. Clamp para Fechamento em ABS;
8. Tampa Macho Luer Lock polipropileno;
9. Conector Fêmea Luer Lock em PVC;

2. INDICAÇÃO DE USO

O Cateter para Canalização Endovenosa Duplo Lúmen (PICC) Blenta trata-se de um cateter venoso central, destinado para acesso venoso de longo prazo (superior a 30 dias) por via periférica, através de punção venosa, indicado para infusão de nutrição parenteral, soluções hipermolares, soluções intravenosas em pacientes neonatais, lactantes e pediátricos que necessitem de tratamento parenteral prolongado, pacientes com enterocolite necrosante,

PRODUTO: Cateter Para Canalização Endovenosa Duplo Lúmen (PICC) - B lenta

pacientes internados em unidades de terapia intensiva, pacientes com alterações metabólicas, pacientes submetidos a cirurgias e que passaram por longos períodos em jejum.

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Código	Catéter				Introdutor (FR)
	Calibre (Fr)	Diâmetro externo x diâmetro interno (mm)	Comprimento efetivo (cm)	Lúmen	
5010.02.20-2	2,0	0,64 x (0,20 x 2)	20	2	2,0
5010.02.30-2	2,0	0,64 x (0,20 x 2)	30	2	2,0
5010.02.50-2	2,0	0,64 x (0,20 x 2)	50	2	2,0
5010.03.50-2	3,0	0,95 x (0,30 x 2)	50	2	3,0
5010.04.60-2	4,0	1,40 x (0,40 x 2)	60	2	4,0

4. IMAGEM GRÁFICA



Modelo duplo lúmen

5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Embalagem primária: O produto é embalado individualmente em blister PET virgem (politereftalato de etileno) com filme laminado liso PET+PP, apto para

PRODUTO: Cateter Para Canalização Endovenosa Duplo Lúmen (PICC) - Blenta

esterilização em ETO, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

Embalagem secundária: O produto é acondicionado em caixa papel tríplice, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

6. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Produto estéril de uso único. Método de esterilização, óxido de etileno.

7. PRAZO DE VALIDADE

O produto apresenta prazo de validade de 5 anos.

As condições de armazenamento e transporte encontram-se descritas no rótulo do produto.

CÓPIA CONTROLADA