

PRODUTO: Introdutor Pell-Off (Bipartido) - BLENDA

PRODUTO: Introdutor Pell-Off (Bipartido)- BLENDA

CÓDIGO 5006

CADASTRO/REGISTRO ANVISA 81158510024

CLASSE DE RISCO (RDC 185/01) II

5006.02-8

5006.03-8

5006.04-8

5006.05-8

MODELO COMERCIAIS

5006.02-4

5006.03-4

5006.04-4

5006.05-4

1. RELAÇÃO DE COMPONENTES / COMPOSIÇÃO

Agulha Introdutora em aço inoxidável, com catéter em polietileno de alta densidade radiopaco e capa protetora translúcida em polietileno de alta densidade.

Modelo Silflash possui orifício lateral que permite visualizar o retorno venoso.

Modelo Safety, tubo sem bisel e retrátil, acionado automaticamente no momento em que a agulha é retirada do catéter.

2. INDICAÇÃO DE USO

O Introdutor Standard Pell-Off – BLENDA é um produto indicado para realização de acesso venoso para inserção de catéter por via periférica.

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CÓDIGO	CALIBRE (Fr)	CALIBRE (GA)	DIÂMETRO INTERNO (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	COMPRIMENTO UTILIZÁVEL (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)	MODELO
5006.02-8	2	22	0,76	1,12	22,22	32,76	Silflash
5006.03-8	3	19	1,12	1,47	31,75	42,16	Silflash
5006.04-8	4	17	1,52	1,88	31,75	42,16	Silflash

PRODUTO: Introdutor Pell-Off (Bipartido) - BLENDA

5006.05-8	5	15	1,88	2,24	31,75	42,16	Silflash
5006.02-4	2	22	0,76	1,12	22,22	32,76	Safety
5006.03-4	3	19	1,12	1,47	31,75	42,16	Safety
5006.04-4	4	17	1,52	1,88	31,75	42,16	Safety
5006.05-4	5	15	1,88	2,24	31,75	42,16	Safety

4. IMAGEM GRÁFICA



Modelo Silflash



Modelo Safety

5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Embalagem primária: O produto é embalado individualmente em envelope pouch grau cirúrgico, apto para esterilização em ETO, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

Embalagem secundária: O produto é acondicionado em caixa papel tríplice, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

6. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Produto estéril de uso único. Método de esterilização, óxido de etileno.

7. PRAZO DE VALIDADE

O produto apresenta prazo de validade de 5 anos.

As condições de armazenamento e transporte encontram-se descritas no rótulo do produto.