

**PRODUTO:** Introdutor Standard Pell-Off - BLENТА

**PRODUTO:** Introdutor Standard Pell-Off - BLENТА  
**CÓDIGO** 5007  
**CADASTRO/REGISTRO ANVISA** 81158510022  
**CLASSE DE RISCO (RDC 185/01)** II  
 5007-02-7  
 5007-03-7  
**MODELO COMERCIAIS** 5007-04-7  
 5007-05-7  
 5007-06-7

### 1. RELAÇÃO DE COMPONENTES / COMPOSIÇÃO

Agulha Introdutora em aço inoxidável, com catéter em polietileno de alta densidade radiopaco e capa protetora translúcida em polietileno de alta densidade.

### 2. INDICAÇÃO DE USO

O Introdutor Standard Pell-Off – BLENТА é um produto indicado para realização de acesso venoso para inserção de catéter por via periférica.

### 3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CÓDIGO	CALIBRE (Fr)	CALIBRE (GA)	DIÂMETRO INTERNO (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	COMPRIMENTO UTILIZÁVEL (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)	MODELO
5007.02-7	2,0	22	0,76	1,12	22,22	32,76	Standard
5007.03-7	3,0	19	1,12	1,47	31,75	42,16	Standard
5007.04-7	4,0	17	1,52	1,88	31,75	42,16	Standard
5007.05-7	5,0	15	1,88	2,24	31,75	42,16	Standard

### 4. IMAGEM GRÁFICA

**PRODUTO:** Introdutor Standard Pell-Off - BLENDA



## 5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Embalagem primária: O produto é embalado individualmente em envelope pouch grau cirúrgico, apto para esterilização em ETO, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

Embalagem secundária: O produto é acondicionado em caixa papel tríplice, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

## 6. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Produto estéril de uso único. Método de esterilização, óxido de etileno.

## 7. PRAZO DE VALIDADE

O produto apresenta prazo de validade de 5 anos.

As condições de armazenamento e transporte encontram-se descritas no rótulo do produto.