

### 1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: PINÇA CHERON

NCM: 9018.90.99

Códigos Produto:

PRODUTO	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO REFERÊNCIA	CÓDIGO SIMPRO	CÓDIGO SIAFISICO
Pinça Cheron Estéril	10237610005	CK2	4075010	3960129
Pinça Cheron Não estéril	10237619010	CKNEST2	0026843	-

### 2. IMAGEM



### 3. DESCRIÇÃO

Pinça Cheron descartável indicada para higienização e antisepsia do canal vaginal e/ou de outra região corporal.

#### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Instrumental atóxico, com sistema de trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi-aguda.

Matéria prima: resina de engenharia

Comprimento total: 245mm

#### 5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
CK2	Estérel ETO	Papel grau cirúrgico e filme plástico	Unitário	240	240
CKNEST2	Não estérel	BOPP	Unitário	250	250

#### 6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para realização da higienização e/ou antissepsia do canal vaginal ou outra região corporal.

#### 7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

#### 8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo

#### 9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado.
- Não há contraindicações conhecidas.

#### 10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13.485:2016

#### 11. FABRICANTE

Kolplast CI SA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

CNPJ: 59.231.530/0001-93

Indústria Brasileira