




## Ficha Técnica SOL-CARE Agulha de Segurança

<b>Agulha 30 x 0,8 mm (21G x 1 ¼")</b>	Embalagem Blister com 1 unidade
Marca	SOL-CARE
Apresentação	Caixa com 100 unidades
Tamanho	30 x 0,8 mm (21G x 1 ¼")
Código de Referência	SNB21125P
Dispositivo de Segurança	Dispositivo de segurança com trava dupla e audível. Bisel trifacetado, com ponta afiada sempre posicionado para cima facilitando aplicação imediata. Dispositivo de segurança com tamanho correspondente a agulha e padrão universal de cores. Apoio texturizado para o dedo, fornecendo uma área segura de ativação com o polegar.
Material	Agulha: Aço Inoxidável, Não Tóxico e Apirogênico Capa protetora: Polipropileno Dispositivo de segurança: Polipropileno
Uso único	Proibido Reprocessar
Nome do Fabricante	Promisemed Hangzhou Meditech Co Ltd
Nome do Fornecedor	Sol-Millennium Brasil Imp. Exp. Ltda
Caixa de Embarque	800 unidades
Medidas da Caixa de Embarque	Altura: 18,5 cm / Comprimento: 42,5 cm / Largura: 41,5 cm
Peso da Caixa de Embarque	Peso bruto: 3,8 kg
Prazo de Validade do Produto	5 anos
Obrigatoriedade INMETRO	( X ) Sim ( ) Não
Produto Referência	Não Aplicável
Classe Terapêutica	Não Aplicável
Tipo da Marca	( X ) Marca ( ) Genérico

### SA OFFICE

**SOL-MILLENNIUM Brasil Importação e Exportação LTDA.**

Rua Alvorada, 1289 cj 1004/ 1005  
Vila Olímpia, São Paulo, SP  
04550-004

 **+ 55 11 3044 1183**  
 [vendas@sol-m.com](mailto:vendas@sol-m.com)  
 [www.sol-m.com](http://www.sol-m.com)

Produto Controlado	( ) Sim ( X ) Não
Substituição Tributária	( ) Sim ( X ) Não
Enfermeiro Responsável	Karina Gonçalves de Araújo
C.R.T	339137
Classificação de ICMS	Verificar conforme região
Registro Ministério da Saúde	80937159048
DEHP	( ) Sim ( X ) Não
Método de Esterilização	Esterilização por óxido de etileno
Látex	( ) Sim ( X ) Não
Legislação	Norma Regulamentadora 32 (NR 32)
Armazenamento	O local de armazenamento deve ser seco, limpo e ventilado.
NCM	90183219
Descritivo	Agulha com dispositivo de segurança tamanho 30 mm x 0,8 mm com bisel trifacetado, sempre posicionado para cima facilitando aplicação imediata. Composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permite perfeito encaixe em seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa convencional. Dispositivo de segurança conforme (NR32), com trava dupla e audível, em polipropileno, seguindo o padrão universal de cores igual a cor do canhão evitando aplicações erradas. Apoio texturizado para o dedo, fornecendo uma área segura de ativação para o polegar e o indicador, dispositivo de segurança com tamanho correspondente a agulha, acionável com somente uma das mãos,

**SA OFFICE**


**SOL-MILLENNIUM Brasil Importação e Exportação LTDA.**


Rua Alvorada, 1289 cj 1004/ 1005

Vila Olímpia, São Paulo, SP

04550-004

 **+ 55 11 3044 1183**

 **[vendas@sol-m.com](mailto:vendas@sol-m.com)**

 **[www.sol-m.com](http://www.sol-m.com)**

imediatamente após a administração da  
medicação.

**SA OFFICE**

**SOL-MILLENNIUM Brasil Importação e Exportação LTDA.**

Rua Alvorada, 1289 cj 1004/ 1005  
Vila Olímpia, São Paulo, SP  
04550-004

 **+ 55 11 3044 1183**  
 [vendas@sol-m.com](mailto:vendas@sol-m.com)  
 [www.sol-m.com](http://www.sol-m.com)