

Ficha Técnica SOL-M Agulha Múltipla para Coleta Múltipla de Sangue

Agulha Múltipla para Coleta de Sangue a Vácuo	Embalada individualmente em cápsulas esterilizadas.
Marca	SOL-M
Apresentação	Caixa com 100 unidades
Tamanho	Agulha 25 mm x 0,8 mm (21G x 1")
Código de Referência	MSN2110B
Material	Agulha: Aço Inoxidável, Não Tóxico e Apirogênico Capa protetora: Polipropileno
Uso único	Proibido Reprocessar
Nome do Fabricante	SOL-KL (SHANGHAI) MEDICAL PRODUCTS COMPANY LIMITED - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Nome do Fornecedor	Sol-Millennium Brasil Imp. Exp. Ltda
Caixa de Embarque	1000 unidades
Medidas da Caixa de Embarque	Altura: 18,5 cm / Comprimento: 35 cm / Largura: 13,8 cm /
Peso da Caixa de Embarque	Peso bruto: 3 kg
Prazo de Validade do Produto	3 anos
Obrigatoriedade INMETRO	() Sim (X) Não
Produto Referência	Não Aplicável
Classe Terapêutica	Não Aplicável
Tipo da Marca	(X) Marca () Genérico
Produto Controlado	() Sim (X) Não
Substituição Tributária	() Sim (X) Não
Enfermeiro Responsável	Karina Gonçalves de Araújo
C.R.T	339137
Classificação de ICMS	Verificar conforme região
Registro Ministério da Saúde	80937150025

SA OFFICE

SOL-MILLENNIUM Brasil Importação e Exportação LTDA.

Rua Alvorada, 1289 cj 1004/ 1005
Vila Olímpia, São Paulo, SP
04550-004

 + 55 11 3044 1183
 vendas@sol-m.com
 www.sol-m.com

DEHP

() Sim (X) Não

Método de Esterilização

Esterilização por óxido de etileno

Látex

() Sim (X) Não

Armazenamento

O local de armazenamento deve ser seco,
limpo e ventilado.

NCM

90183219

Descritivo

Agulha múltipla para coleta de sangue à vácuo, bipolar, em aço inoxidável, de uso único. Possui canhão com conexão que se ajusta perfeitamente ao luer lock do adaptador/holder para receber os tubos de coleta. Agulha constituída por cânula de aço inox, bisel trifacetado, siliconizada permitindo melhor deslize de modo a perfurar a pele com o mínimo de desconforto para o paciente durante a punção. Bisel direcionado para cima, otimiza o tempo do profissional na venopunção, reduz o risco de transfixar a veia e perda do acesso. Agulha distal recoberta com luva de borracha de modo a prevenir vazamento de sangue para dentro do adaptador durante a troca de tubos.

SA OFFICE

SOL-MILLENNIUM Brasil Importação e Exportação LTDA.


Rua Alvorada, 1289 cj 1004/ 1005

Vila Olímpia, São Paulo, SP

04550-004

 **+ 55 11 3044 1183**

 **vendas@sol-m.com**

 **www.sol-m.com**