

**PRODUTO:** Sonda Nasogástrica

**PRODUTO:** Sonda Nasogástrica  
**CÓDIGO** 2004  
**CADASTRO/REGISTRO ANVISA** 81158510001  
**CLASSE DE RISCO (RDC 185/01)** II  
 2004.04  
 2004.06  
**MODELO COMERCIAIS** 2004.07  
 2004.09

### 1. RELAÇÃO DE COMPONENTES / COMPOSIÇÃO

1. Sonda em Silicone (comprimento variável conforme modelo), translucido com linha radiopaca longitudinal. Marcações a 20 e 30 cm para os modelos 2004.04 e 2004.06 e 20, 30, 40 e 50 cm do extremo distal para os códigos 2004.07 e 2004.09.
2. Conector no extremo proximal transparente, com tampa obturadora.

### 2. INDICAÇÃO DE USO


A SONDA NASOGÁSTRICA é utilizada em pacientes impossibilitados de ingerir alimentos por via oral. Esvaziamento/lavagem gástrica em pacientes com intoxicações por ingestão de alimentos ou medicamentos. Coleta de amostra para diagnóstico.

### 3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CÓDIGO	FR	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	DIÂMETRO INTERNO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
2004.04	4	1,40	0,75	450
2004.06	6	2,00	1,00	450
2004.07	7	2,30	1,25	1050
2004.09	9	3,00	1,75	1050

**PRODUTO:** Sonda Nasogástrica

#### 4. IMAGEM GRÁFICA



#### 5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

**Embalagem primária:** O produto é embalado individualmente em envelope pouch grau cirúrgico, apto para esterilização em ETO, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

**Embalagem secundária:** O produto é acondicionado em caixa papel tríplice, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

#### 6. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Produto estéril de uso único. Método de esterilização, óxido de etileno

#### 7. PRAZO DE VALIDADE

O produto apresenta prazo de validade de 5 anos.

As condições de armazenamento e transporte encontram-se descritas no rótulo do produto.