

PRODUTO: Sonda Nasogástrica – Adulto

PRODUTO:	Sonda Nasogástrica - Adulto
CÓDIGO	2009
CADASTRO/REGISTRO ANVISA	81158510006
CLASSE DE RISCO (RDC 185/01)	II
	2009.10
	2009.12
MODELO COMERCIAIS	2009.14
	2009.16
	2009.18

1. RELAÇÃO DE COMPONENTES / COMPOSIÇÃO

1. Sonda em Silicone translucido com linha radiopaca longitudinal. Marcações em 20, 30, 40 e 50 cm do extremo distal, com perfurações no extremo distal.
2. Conector no extremo proximal transparente, com tampa obturadora.

2. INDICAÇÃO DE USO

A SONDA NASOGASTRICA - ADULTO é um sistema para alimentação que é introduzido pela cavidade nasal até o estômago para ser feita administração de alimentos a pacientes impossibilitados de ingestão por via oral, esvaziamento/lavagem gástrica em pacientes com intoxicações por ingestão de alimentos ou medicamentos, e coleta de amostra para diagnóstico.

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CÓDIGO	FR	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	DIÂMETRO INTERNO (mm)	COMPRIMENTO (mm)
2009.10	10	3,00	2,00	1250
2009.12	12	4,00	2,50	1250
2009.14	14	4,70	3,00	1250
2009.16	16	5,30	3,50	1250
2009.18	18	6,00	4,00	1250

PRODUTO: Sonda Nasogástrica – Adulto

4. IMAGEM GRÁFICA



5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Embalagem primária: O produto é embalado individualmente em envelope pouch grau cirúrgico, apto para esterilização em ETO, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

Embalagem secundária: O produto é acondicionado em caixa papel tríplice, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

6. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Produto estéril de uso único. Método de esterilização, óxido de etileno

7. PRAZO DE VALIDADE

O produto apresenta prazo de validade de 5 anos.

As condições de armazenamento e transporte encontram-se descritas no rótulo do produto.