

**PRODUTO:** Tubo de extensão para alimentação e descompressão de Botão Gástrico

<b>PRODUTO:</b>	Tubo de extensão para alimentação e descompressão de Botão Gástrico
<b>CÓDIGO</b>	2010
<b>CADASTRO/REGISTRO ANVISA</b>	81158510017
<b>CLASSE DE RISCO (RDC 185/01)</b>	II
<b>MODELO COMERCIAIS</b>	2010

### 1. RELAÇÃO DE COMPONENTES / COMPOSIÇÃO

1. 1 tubo de extensão para alimentação em bolo, tamanho 30 cm, com conector reto em PVC;
2. 1 tubo de extensão para alimentação contínua, tamanho 50 cm com conector 90° em PVC.

### 2. INDICAÇÃO DE USO


Indicado para infusão de dieta e descompressão do botão gástrico, quando houver necessidade

### 3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

<b>Código</b>	<b>Comprimento do tubo de alimentação em bolos (cm)</b>	<b>Comprimento do tubo de alimentação contínua (cm)</b>
2010	30	50

### 4. IMAGEM GRÁFICA

**PRODUTO:** Tubo de extensão para alimentação e descompressão de Botão Gástrico



## **5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

**Embalagem primária:** O produto é embalado individualmente em pouch grau cirúrgico, apto para esterilização em ETO, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

**Embalagem secundária:** O produto é acondicionado em caixa papel tríplice, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

## **6. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO**

Produto estéril de uso único. Método de esterilização, óxido de etileno

## **7. PRAZO DE VALIDADE**

O produto apresenta prazo de validade de 5 anos.

As condições de armazenamento e transporte encontram-se descritas no rótulo do produto.