

Classe:DESCARTAVEL FÁBRICA

Gerado em20/10/2022 17:31:42

Modelo

Características

CLT80SM - COLETOR COM PÁ NÃO ESTÉRIL A GRANEL 80ML TRANSLÚCIDO TAMPA BRANCA CX/500

É utilizado na coleta de amostras de urina, fezes, esperma ou escarro, para posterior diagnóstico clínico.

**ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
COMPOSIÇÃO: Polipropileno (PP) e Polietileno (PE)**INSTRUÇÕES DE USO**

1. Abra a tampa no momento do uso.
2. Transfira a amostra para o frasco.
3. Feche o frasco com a tampa.

PRECAUÇÕES

" Não utilizar o produto caso a embalagem esteja violada ou fora do prazo de validade.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Transportar e armazenar o produto, a temperatura ambiente em sua embalagem original em local limpo, seco, e protegido da luz direta do sol.

PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO.
Registro(s) MS: 10379860086

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP N° 151479