

MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL

Cadastro / Registro M.S.:

80495510076 (cartucho) / 80495519035 (saco plástico)

Modelos

Branca, preta, azul ou rosa;

Indicação de uso

As Máscaras Tripas Descartáveis **com elástico ou com tiras**, são destinadas a exames e procedimentos gerais, para a proteção de pacientes e profissionais de saúde, como também é destinada para o auxílio da garantia de qualidade e proteção contra contaminação durante procedimentos estéticos, gastronômicos e industriais em geral ou outras áreas, utilizada para o conforto e higiene das vias respiratórias em trabalhos que requeiram barreiras filtrantes, de uso único, sendo proibido reprocessar e necessário descartar após o uso.

Especificação técnica

Fabricada em 100% polipropileno (não tecido) e papel filtro melt blown BFE: $\geq 95\%$.

Possui 03 camadas:

1ª Camada: polipropileno não tecido de $25\text{gr} \pm 2\text{gr}$

2ª Camada: papel filtro melt blown (BFE: $\geq 95\%$) de $25\text{gr} \pm 2\text{gr}$

3ª Camada: polipropileno não tecido de $25\text{gr} \pm 2\text{gr}$

Soldada eletronicamente por ultrassom

Contém clipe nasal ajustável de arame plastificado com PVC

Cores: Branca ou Preta ou Azul ou Rosa

Disponível nos modelos: com elástico ou com tiras

Comprimento: 17,5cm

Largura: 9,5cm

Validade 5 anos

Descartável e de uso único

Apresentação

Embalagem principal: cartucho de papelão contendo 50 unidades ou saco plástico contendo 50 unidades

Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 40 cartuchos ou caixa de papelão contendo 100 sacos plásticos.

Orientações de Uso

Para o uso colocar o produto na região da face, com o lado branco para dentro e azul para fora, cobrindo boca e nariz, adaptando com o clipe nasal e fixá-la utilizando os elásticos ou tiras, após executar o procedimento; retirar e descartar em local apropriado.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “NÃO ESTÉRIL”

O fabricante indica não ultrapassar 3 horas de uso, quando uso contínuo.

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não

Matriz

+55 45 3039 4242

Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

+55 47 3439 2114

BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

medixbrasil.com.br | medixbrasil





deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC 40/2015

RDC Nº665 de 30 de março de 2022

Códigos de Barra

EAN13

7898947170077 – Elástico branca (cartucho)

7898652372766 – Elástico preta (cartucho)

7898652372773 – Elástico rosa (cartucho)

7898652373176 – Elástico azul (cartucho)

7898652373183 – Elástico branca (saco plástico)

7898947170084 – Tiras branca (cartucho)

EAN14

17898947170074

17898652372763

17898652372770

17898652373173

17898652373180

17898947170081

Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 01 de 06/06/2022

Imagens meramente ilustrativas:



Matriz

☎ +55 45 3039 4242

📍 Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

☎ +55 47 3439 2114

📍 BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

🌐 medixbrasil.com.br 📱 medixbrasil

M