

Título:

LENÇO MULTIUSO PROCITEX

Ficha Técnica de Produto

Emissão: 07/12/2020

ANVISA: Produto não regulado pela ANVISA

FM0200012 Revisão 01 de 15/03/2021

1. Indicação:

Lenços para higiene Procitex são indicados para uso em secagem de instrumental, proteção de caixas cirúrgicas, preparação de kits, limpeza de ambientes, assepsia e banho de pacientes.

2. Especificação do Produto:

Os Lenços para higiene Procitex são produzidos com 70% poliéster e 30% viscose fazendo com que o tecido tenha alto poder de absorção. São fornecidas em pacotes com 100 unidades com dimensões abertas de 30cm x 28cm, 40g/m² e duas dobras. Seu tecido possui grande maciez. São também inodoras e insípidas.

3. Foto ilustrativa:**4. Apresentação do produto:**

Código Cremer	Descrição do Item	Unidades p/ cartucho	EAN-13
637854	LENÇO P/BANHO PROCITEX NAO TECIDO 28X30 CX 12 PC/100UN	12	789180063785
669329	LENÇO P/BANHO PROCITEX NAO TECIDO 28X30 CX 12 PC/100UN	12	7891800669329

5. Validade:

5 anos.

6. Precauções:

- ✓ Lenços para higiene Procitex não podem ter contato com feridas.
- ✓ Produto de uso único. Destruir após o uso. Para uso externo.

7. Esterilização

Para esterilização o lenço deve ser colocado em envelope específico para esterilização. As severas condições de autoclavagem podem causar encolhimento nas fibras de poliéster do material conferindo um aspecto levemente ondulado aos panos, porém, sem prejudicar as propriedades do material.

O Lenço pode também ser esterilizado por outros métodos menos agressivos do que a autoclavagem tais como radiação ionizante (raios gama ou feixe de elétrons) e esterilização por ETO (óxido de etileno)