

PRODUTO: Drenagem Canal Aberto

PRODUTO: Drenagem Canal Aberto

CÓDIGO

3001

3003

CADASTRO/REGISTRO ANVISA

81158510013

CLASSE DE RISCO (RDC 185/01)

II

MODELO COMERCIAIS

3001.15.100

3001.15.200

3001.19.100

3001.19.200

3001.24.100

3001.24.200

3003.100

3003.200

1. RELAÇÃO DE COMPONENTES / COMPOSIÇÃO

1. Tubo de silicone translucido com linha radiopaca;
2. Trocarte em aço inoxidável;
3. Reservatório de aspiração 100 ou 200 ml em silicone transparente com válvula anti-refluxo;

2. INDICAÇÃO DE USO

A Drenagem de Canal Aberto é utilizada para a eliminação de líquidos e ar acumulado nos espaços corpóreos como resultado de resíduos pós cirurgia.

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Drenagem						
Código	Diâmetro do tubo FR	Diâmetro externo do tubo	Comprimento canal aberto (mm)	Comprimento total (mm)	Capacidade do reservatório (cc)	Trocarte FR
3001.15.100	15	5,00	300	1200	100	15
3001.15.200	15	5,00	300	1200	200	15
3001.19.100	19	6,30	300	1200	100	19

PRODUTO: Drenagem Canal Aberto

3001.19.200	19	6,30	300	1200	200	19
3001.24.100	24	8,00	300	1200	100	24
3001.24.200	24	8,00	300	1200	200	24

Reservatório

Código	Capacidade do reservatório (cc)
3003.100	100
3003.200	200

4. IMAGEM GRÁFICA



5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Embalagem primária: O produto é embalado individualmente em pouch grau cirúrgico, apto para esterilização em ETO, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

Embalagem secundária: O produto é acondicionado em caixa papel tríplice, contendo identificação do produto, seu conteúdo bem como as informações de rotulagem de acordo com a RDC185/01.

6. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Produto estéril de uso único. Método de esterilização, óxido de etileno

PRODUTO: Drenagem Canal Aberto

7. PRAZO DE VALIDADE

O produto apresenta prazo de validade de 5 anos.

As condições de armazenamento e transporte encontram-se descritas no rótulo do produto.

CÓPIA CONTROLADA