



MULTIGEL, a 1^a em gel para procedimento medicinal

CLINIGEL (US, ECG E FISIO)

Reg. M.S. ANVISA 80316110003

Meio de contato para uso clínico

CliniGel é um produto especialmente elaborado por médico ultrassonografista, com matérias-primas de alta qualidade, para uso em ultrassonografias, eletrodos, desfibriladores, fisioterapias, estética, TENS, FES, laser e em procedimentos que requer gel como meio de contato.

Benefícios: *CliniGel* é solúvel em água, facilmente removível, não gorduroso, não escorre, não mancha, não irrita a pele. Sua fórmula exclusiva resulta em uma película com grande poder deslizador, maior rendimento e excelente condutividade. Auxilia na conservação dos transdutores.

Modo de usar: aplique *CliniGel* diretamente no transdutor ou na área a ser examinada ou tratada.

Composição: carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante, sequestrante, eletro-condutor. Isento de Cloreto de Sódio (NaCl) e álcool.

Validade: 02 anos.

Importante: Conserve *CliniGel* ao abrigo da luz e em local seco

Apresentação em Embalagens: Frasco 100gr, Frasco 250gr, Frasco 300gr, Garrafa 500gr, Garrafa 1 Kg, Garrafa e BAG 2 Kg, Galão e Bag 5Kg.

MultiGel Ind. e Com. Importação e Exportação de Produtos para Saúde LTDA.
Rua: Francisco Andrade, nº 111 – CEP: 37560-000 – Silvianópolis - MG.
Tel.: + 55 (35) 3451-1010
CNPJ: 49.604.226/0001-90 – Indústria Brasileira
sac@multigel.com.br – Sac + 55 (35) 3451-1344
Resp. Técnico: Nívia Freitas Nascimento – CRF MG: 26042