

<b>Descrição do produto</b>	Confeccionado em tubo de PVC verde, atóxico, apirogênico, transparente de paredes finas e maleáveis, nos calibres nº8Fr (uso infantil) nº12Fr (uso adulto) sendo o tubo de 51cm tubo ponta arredondada e na outra extremidade provida de um conector padrão. Produto isento de látex.	
<b>Calibres N°</b>	N°8Fr	
	N°12Fr	
<b>Componentes</b>	Conectores	1 conector em ABS
		Com ou sem conexão rotativa
		1 conector nasal em PVC
		1 conector gravatinha em ABS
	Tubo	1 tubo PVC verde de aproximadamente 51cm
		1 tubo PVC verde de aproximadamente 210cm
<b>Embalagem primária</b>	Papel grau cirúrgico	
<b>Identificação e rastreabilidade</b>	Seguindo critérios da RDC nº665/2022	

<b>Indicação</b>	Indicado para administração de oxigênio via nasal, para auxiliar na respiração do paciente, sendo utilizado pelos profissionais da área médico-hospitalar.
<b>Esterilização</b>	Esterilizado pelo processo de Radiação Ionizante ou Óxido de etileno.
<b>Validade</b>	Validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote desde que a embalagem não tenha sido violada ou danificada.
<b>Cuidados</b>	Artigo Médico Hospitalar – Destruir após o uso – Uso Único – Proibido Reprocessar – Estéril.
<b>Empilhamento</b>	Máximo de 6 caixas de embarque

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

<b>Instruções de uso</b>	<p>Orientar o paciente quanto ao procedimento.</p> <p>Adaptar o cateter nasal nas narinas do paciente. Passar os tubos na parte posterior das orelhas do paciente, fazendo com que as mesmas sirvam de apoio para o cateter e ajustar o cateter no paciente com o auxílio do conector.</p> <p>Observar a permeabilidade do cateter e o fluxo do oxigênio periodicamente.</p>
<b>Classificação fiscal</b>	9018.3929



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Código de barras

7898430464973	Cateter oxigênio tipo óculos N°8- 1 unidade
7898430464928	Cateter oxigênio tipo óculos N°12– 1 unidade
7898430464980	Cateter oxigênio tipo óculos N°8- 600 unidades
7898430464935	Cateter oxigênio tipo óculos N°12- 250 unidades