



IMAX Indústria e Comércio Ltda.

+55 11 98824 1498

contato@imaxsurgical.com.br

www.imaxsurgical.com.br



Lençol Descartável Absorvente PROTIM

Descrição: O lençol absorvente descartável é uma solução prática e higiênica deixando o usuário muito mais confortável. A parte superior do lençol com toque macio e suave igual a um algodão para peles delicadas, evitando a formação de escaras.

Possui protetor ultrafino formado por um Gel super absorvente que transforma o líquido em material gelatinoso deixando o usuário sempre seco.

A parte inferior impermeável não deixa passar o líquido para o colchão, cadeiras de rodas, berços, sofás ou veículos.

Indicação: O Lençol absorvente descartável é indicado na proteção e conforto para pessoas que sofrem de incontinência urinária em ambientes hospitalares e doméstico em camas, macas, cadeiras de rodas, berços, sofás ou veículos.

Instrução de Uso: 1. Abra o lençol absorvente e coloque-o sobre o colchão, cadeiras de rodas, berços, maca e sofá, garantindo que as bordas estejam bem esticadas e fixas. 2. Cubra o lençol absorvente com um lençol de cama comum para proporcionar conforto adicional. 3. Após o uso, remova e descarte o lençol absorvente de acordo com as boas práticas.

Apresentação comercial: O lençol absorvente descartável absorvente 80 cm x 150 cm apresenta-se embalado em saco plástico leitoso com 6 unidades e posteriormente acondicionados em fardos contendo 8 sacos. Vendidos na forma não estéril.

Composição: É composto por fibras de celulose absorventes, polímeros superabsorventes, filme de polietileno impermeável para evitar vazamento, cobertura de não-tecido de polipropileno e adesivo termoplástico.

Dimensões: O Lençol absorvente descartável impermeável PROTIM possui dimensão 80 cm de largura x 150 cm de comprimento.



Estrada Municipal Ismael Leme Mourão, 1100 - Bairro Bom Retiro dos Mourões - CEP 12.929-990 - Bragança Paulista, SP.



IMAX Indústria e Comércio Ltda.

+55 11 98824 1498

contato@imaxsurgical.com.br

www.imaxsurgical.com.br



Precauções: Manter sempre o produto em sua embalagem original. Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, violada, molhada, danificada ou fora de seu prazo de validade. Descartar após o uso em local apropriado.

Advertência: Produto de uso único, proibido reprocessar.

Armazenamento: Conservar o produto em sua embalagem original. O armazenamento deverá ser feito em local limpo e seco. Manter ao abrigo do calor e da luz solar direta.

Validade: Válido por 5 anos a partir da data de fabricação.

Registro ANVISA: O lençol descartável é considerado isento de registro na Anvisa de acordo com a RDC 640 de 24 de março de 2022.

