



IMAX Indústria e Comércio Ltda.

+55 11 98824 1498

contato@imaxsurgical.com.br

www.imaxsurgical.com.br



## Luva para banho descartável Imax

**Descrição:** A luva para banho descartável Imax foi desenvolvida para trazer praticidade ao profissional de saúde e muito mais conforto ao paciente. A luva para banho Imax é macia e promove uma higienização adequada. É um produto descartável o que elimina a necessidade de lavagem e reprocessamento, além de evitar a contaminação cruzada.

**Indicação:** A luva descartável para banho Imax é indicada na higienização segura do paciente sem provocar lesão na pele e promovendo conforto para quem a utiliza.

**Recomendações de Uso:** Retirar as luvas da embalagem; calçar a luva; Acrescente sabão e água e iniciar o processo de higienização de acordo com as boas práticas; utilizar uma luva para cada parte do corpo para evitar contaminações cruzadas; recomendamos no mínimo 5 luvas para um banho completo.

**Apresentação comercial:** A luva para banho descartável apresenta-se embalado com 5 unidades e posteriormente acondicionados em caixas de papelão. Vendidos na forma não estéril.

**Composição:** É composta por tecido não tecido 100% poliéster.

**Dimensões:** A luva para banho descartável possui dimensão única de 14 cm x 25 cm.

**Precauções:** Manter sempre o produto em sua embalagem original. Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, violada, molhada, danificada ou fora de seu prazo de validade. Descartar após o uso em local apropriado.

**Advertência:** Produto de uso único, proibido reprocessar.

**Armazenamento:** Conservar o produto em sua embalagem original. O armazenamento deverá ser feito em local limpo e seco. Manter ao abrigo do calor e da luz solar direta.



Estrada Municipal Ismael Leme Mourão, 1100 - Bairro Bom Retiro dos Mourões - CEP 12.929-990 - Bragança Paulista, SP.



**IMAX Indústria e Comércio Ltda.**

+55 11 98824 1498

[contato@imaxsurgical.com.br](mailto:contato@imaxsurgical.com.br)

[www.imaxsurgical.com.br](http://www.imaxsurgical.com.br)



**Validade:** Válido por 5 anos a partir da data de fabricação.

**Registro ANVISA:** Este produto é isento de registro na ANVISA



Estrada Municipal Ismael Leme Mourão, 1100 - Bairro Bom Retiro dos Mourões - CEP 12.929-990 - Bragança Paulista, SP.