



Coletor para Descarte de Resíduos Tóxicos Perfurocortantes Descarpack

DESCRIÇÃO

O **Coletor para Descarte de Resíduos Tóxicos Perfurocortantes Descarpack** foi desenvolvido para o descarte de materiais tóxicos perfurocortantes, contém em sua composição sacola plástica, impermeabilizando os materiais descartados e papelão rígido, conhecido como papelão couro o que lhe confere maior segurança e resistência. Disponível em diferentes tamanhos, na cor laranja, possui alças que facilitam o manuseio, bocal que permite a colocação do material descartado, com apenas uma das mãos e tampa para fechamento com trava de segurança.

O **Coletor para Descarte de Resíduos Tóxicos Perfurocortantes Descarpack** é identificado com o símbolo de materiais tóxicos, assim como limite de enchimento.

PRODUTO



Produto isento de notificação na Anvisa por não ser considerado um produto para saúde, de acordo com a Nota Técnica da Anvisa nº 218 de 2020.

Fabricante: Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda.

INDICAÇÃO DE USO

O **Coletor para Descarte de Resíduos Tóxicos Perfurocortantes Descarpack** foi desenvolvido para atender as precauções de segurança necessárias em ambientes onde resíduos tóxicos de classe B são gerados, atendendo as recomendações da RDC 222/2018 e CONAMA 358. Proporcionando um descarte adequado a estes resíduos, evitando acidentes e contaminações.

MODELOS DISPONÍVEIS

O **Coletor para Descarte de Resíduos Tóxicos Perfurocortantes Descarpack** está disponível nos modelos: 3,0L, 7,0L, 13,0L e 20,0L.

COMPOSIÇÃO

- **Coletor:** Papelão ondulado;
- **Alças:** Papelão ondulado;
- **Sacola de Revestimento:** Polietileno;
- **Fundo:** Papelão couro;
- **Cinta Interna:** Papelão rígido;
- **Bandeja Interna:** Papelão ondulado;

VALIDADE

Indeterminada.

CAPACIDADE

Capacidade Total	Capacidade Útil
3,0L	2,3L
7,0L	5,3L
13,0L	10,0L
20,0L	18,0L

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Quant. Caixa Master
3,0L	0160601	20 unidades
7,0L	0160701	20 unidades
13,0L	0160801	20 unidades
20,0L	0160901	20 unidades

INSTRUÇÕES DE USO

1. Preencher somente até a linha pontilhada;
2. Não manuseie, reencape ou entorte as agulhas usadas;
3. Não Desconecte a agulha da seringa, descarte o conjunto completo;
4. Durante o transporte, mantenha o coletor afastado do corpo;
5. Transporte o coletor com as duas mãos, sempre utilizando as alças.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- Nunca exceda o limite de enchimento do coletor. Feche a tampa com segurança quando a linha de preenchimento for alcançada;
- A ausência de qualquer parte deste produto compromete sua eficácia;
- Produto não estéril;
- Produto médico-hospitalar de uso único;
- Manuseie exclusivamente pelas alças;
- Dever ser utilizado exclusivamente para descarte de resíduos sólidos;
- Após o enchimento descartar em local apropriado;

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. Para que o produto permaneça íntegro é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

ANEXO

Instruções de uso de como fechar o produto Coletor para Descarte de Resíduos Tóxicos Perfurocortantes Descarpack

