

Título:

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL

Ficha Técnica de Produto

Emissão: 07/08/2019

ANVISA: 80245210082

FM02000012 Revisão 02 de 31/03/2022

1. Indicação:

As Compressas de Gaze Hidrófila não Estéril são artigos indicados para auxílio para curativos em geral. Tem como finalidade absorver líquidos ou secreções, limpar e cobrir ferimentos e curativos em geral.

2. Especificação do Produto:

As compressas de gaze não estéreis são confeccionadas com fios 100% algodão, em tecido tipo tela. São alvegadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas.

As compressas de gaze Cremer e marcas próprias possuem 8 camadas e 5 dobras para dentro em toda a sua extensão, para evitar o desfiamento. Apresentadas entre os tamanhos: 7,5x7,5cm (fechada) – 15x30cm (aberta) e 10x10cm (fechada) – 20x40cm (aberta). São comercializadas com diferentes quantidades de fios, podendo possuir: 09 fios, 11 fios ou 13 fios.

As Bobinas de gaze são enroladas em si, apresentadas em bobinas de 91m de comprimento e 91cm de largura. São comercializadas com diferentes quantidades de fios, podendo possuir: 09 fios, 11 fios ou 13 fios. A quantidade de fios confere poder de absorção ao produto.

3. Características Gerais:

Característica	Especificação do Produto (média)
Composição:	100% Algodão
pH	5,0 a 8,0
Retenção (%)	≥ 900
Hidrofilidade (s)	≥ 15
Substâncias gorduras (%)	≤ 0,8
Substâncias Solúveis (%)	≤ 0,8
Resíduos de incineração (%)	≤ 0,8
Alvejantes ópticos	Ausente
Amido	Ausente

4. Foto ilustrativa:

5. Apresentação do produto:

Código Cremer	Descrição do Item	Nº unidades por caixa	EAN-13
158441	Compressa Estrela 13 fios 10x10cm	4000	7891800001310
158328	Gaze Íris 9 fios bobina 91cm x 91m	12	7891800002515
158304	Gaze Estrela 13 fios bobina 91cm x 91m	05	7891800002379
664317	Compressa Íris 9 fios 7,5x7,5cm	6000	7891800001426
664324	Compressa Nídia 11 fios 7,5x7,5cm	6000	7891800001372
664331	Compressa Estrela 13 fios 7,5x7,5cm	6000	7891800001259
805963	Gaze Íris 9 fios bobina 91cm x 91m	6	7891800805963
805970	Compressa Estrela 13 fios 7,5x7,5cm	7000	7891800805970

6. Validade:

5 anos.

7. Instruções de uso:

- ✓ Escolha o modelo de sua preferência, de acordo com o uso pretendido. Não é recomendado realizar a abertura da Compressa de gaze para a sua utilização;
- ✓ Para a Bobina de gaze, corte no tamanho ideal para realização do seu procedimento;
- ✓ Realize a limpeza da pele ou ferida onde a gaze será aplicada;
- ✓ Após a limpeza, a pele em volta do ferimento deve estar seca;
- ✓ Aplique sobre a superfície desejada cobrindo todo o ferimento sem exercer força em sua utilização e sem pressionar sobre a pele ferida;
- ✓ Fixe a gaze com auxílio de uma cobertura secundária;
- ✓ Em caso de eventual irritação causada pelo uso da gaze, suspender o uso e procurar auxílio médico.

8. Precauções:

- Produto de uso único.
- Destruir após o uso.
- Proibido reprocessar.
- Deve ser mantido em sua embalagem original, fechado, guardado em ambiente seco e limpo.
- Em caso de irritação, descontinue o uso e procure auxílio médico.

9. Esterilização:

A gaze é apresentada na forma não estéril, podendo ser esterilizado pelo serviço de saúde, caso necessário, em autoclave, gás (óxido de etileno) ou raio gama, desde que seja colocada em embalagem apropriada para este procedimento.

Responsável Técnico:

Andreia Maria da Rosa – CRF SC 5.774