


	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	ANEXO 18 PROC-PD 136/2009
Revisão nº 00		PÁG. 1/2

CÓDIGO DE REFERÊNCIA	PRODUTO	
222283	KIT PARA PUNÇÃO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC)	
DESCRIÇÃO		
O Kit para Punção de Cateter Central de Inserção Periférica possui as seguintes especificações: 01 Campo confeccionado em SMS 40g/m² com duas janelas na medida de 13 cm x 13 cm centralizada no campo, feita a uma distância de 70 cm da extremidade superior do campo ao centro da janela e a 75 cm entre o centro de uma janela à outra. Possui adesivo incisivo simples face, hipoalergênico, sobre as janelas; 01 Campo Impermeável para aproximação confeccionado em laminado 48g/m²; 01 Mangote confeccionado em SMS laminado 40 g/m² para envolver membro superior, com tira para amarração; e 01 Avental Cirúrgico STD s/ Reforço confeccionado em SMS 40 g/m², Tamanho G com sua respectiva toalha absorvente confeccionada em Spuntec 50g/m². Todos os itens são envolvidos por 01 Campo Impermeável de Mesa confeccionado em laminado 48g/m² e posteriormente embalado em papel grau cirúrgico, com selagem uniforme que proporciona barreira microbiana, e manutenção da esterilidade e técnica asséptica para abertura. PROIBIDO REPROCESSAR.		
FINALIDADE DE USO		
O Kit para Punção de Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) é indicado para procedimentos de passagem de Cateter Central com acesso venoso periférico, desenvolvido sob medida para a região a ser puncionada, destinado a proporcionar um campo cirúrgico, estéril, limpo e seco, bem como proporcionar uma região isolada, e livre de partículas ou líquidos, tanto para o cirurgião como para o paciente.		
DIMENSÕES		
01 Campo Impermeável de Mesa – 200 cm x 120 cm; 01 Campo Cirúrgico em Laminado para Aproximação - 80 cm x 65 cm; 01 Campo Cir. SMS Fenestrado 13 cm com adesivo incisivo – 250 cm x 160 cm; 01 Mangote em Laminado – 60 cm x 25 cm (medida linear); 01 Avental Cir. STD Estéril G – 40g – 160 cm x 120 cm; 01 Toalha Absorvente - 50 cm x 39 cm (acompanha o avental).		
APRESENTAÇÃO		
Kit para Punção de Cateter é envolvido primeiramente em um invólucro (Campo Impermeável de Mesa) e embalado na embalagem primária de papel grau cirúrgico e filme de polietileno com poliéster, e posteriormente acondicionado na embalagem secundária, caixa de papelão para esterilização e embarque.		
VALIDADE	NOTIFICAÇÃO ANVISA	MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO
03 anos	80166330088	Óxido de Etileno
MANUSEIO E ESTOCAGEM		

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	ANEXO 18 PROC-PD 136/2009
Revisão nº 00		PÁG. 2/2

Manusear a embalagem primária com cuidado de modo a não provocar dobras e perfurações.
A embalagem deve ser aberta somente no momento de uso, observando-se as técnicas de assepsia.
Conservar em local limpo, seco e ao abrigo do calor e luz solar, em temperatura ambiente.
Empilhamento máximo: Oito caixas