

Imagem do Produto	Nome do Produto	Descrição	Principais Características	Indicação de Uso	Medidas Disponíveis	Onde focar Oportunidades
	<p>Indicador Químico Multiparamétrico 3M ComplyComply 1250</p> <p><i>Produto não passível de registro na ANVISA</i></p>	<p>O indicador químico multiparamétrico tipo 4 3M Comply 1250 é projetado para reagir a variáveis críticas do processo de esterilização à vapor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atende a norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1 • Recomendado pela AAMI, AORN, CDC e também pelas entidades nacionais ligadas a CC e CME como a SOBECC e a APECIH • Tira de papel coberta por substância química sensível a duas variáveis de processo, com gabarito que indica a viragem ideal esperada para o indicador químico. 	<p>Deve ser usado dentro de cada pacote, bandeja ou container utilizado em unidades de esterilização a vapor, para o monitoramento individual de cada um deles, obtendo ou não a aprovação para uso. A não aprovação caracterizará a necessidade de re-esterilização do material, aumentando a segurança do processo.</p> <p>*ver detalhes na ficha técnica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Composto por uma tira de papel de 1,5 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento 	<ul style="list-style-type: none"> • CME • Empresas de Esterilização



Soluções para CME