





Imagem do Produto	Nome do Produto	Descrição	Principais Características	Indicação de Uso	Medidas Disponíveis	Onde focar Oportunidades
	<p>Eléctrodo Adulto 3M Red Dot™ 2239 ANVISA: 80284930186</p>	<p>• Modelos indicados para um grande número de aplicações, como ECGs, procedimentos cirúrgicos, prontos-socorros, testes ergométricos ou de Holter.</p> <p>• Produtos hipoalergênicos, conforme testes de segurança.</p> <p>• Ideais para procedimentos de curta ou longa duração, evitando trocas desnecessárias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adesivo acrílico hipoalergênico.. • Rayon de Viscose (Micropore). • Dorso de Medipore/Micropore/es puma de polietileno. • Condutivo Sólido, impregnado em espuma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Centro Cirúrgico. • Situações de Emergência. • Teste Ergométrico. • Holter. • UTI - Podem ser usados por até 03 dias. 	<ul style="list-style-type: none"> • 3M Red Dot™ 2239 - 6 cm de diâmetro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hospital geral.
	<p>Eléctrodo Adulto 3M Red Dot™ 2271 ANVISA: 80284930283</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Não-Tecido de Poliéster (Medipore). • Condutivo, impregnado em espuma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicado para situações de sudorese intensa. • Teste Ergométrico. • Holter. • UTI. • ECG 	<ul style="list-style-type: none"> • 3M Red Dot™ 2271 - 5,1 x 5,5 cm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hospital geral.
	<p>Eléctrodo Adulto 3M Red Dot™ 2570 ANVISA: 80284930239</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Pino de aço inox/polímero ABS recoberto com carbono (radio transparente). • Espuma de polietileno. • Condutivo Viscoso 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitorização em geral, testes ergométricos, testes de Holter e uso em exames de imagem. Pode melhorar o desempenho do traçado ao realizar a abrasão da pele do paciente com a lixa presente no verso. Podem ser usados por até 5 dias. 	<ul style="list-style-type: none"> • 3M Red Dot™ 2570 - 4 x 3,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Setor de exames por imagem. • Pode ser utilizado em ressonância magnética.
	<p>Eléctrodo Adulto 3M Red Dot™ 2560 ANVISA: 80284930237</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Espuma de polietileno. • Condutivo Viscoso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitorização em geral, testes ergométricos e testes de Holter, com excepcional adesão e traçado. Podem ser usados por até 5 dias 	<ul style="list-style-type: none"> • 3M Red Dot™ 2560 - 4 x 3,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Hospital geral.