

# RELATÓRIO TÉCNICO

Produto: **KIT TRAÇÃO CUTÂNEA**

Marca: **MSÓ**

## Descrição:

O produto é usado como elemento de imobilização parcial de membros inferiores onde uma leve tração é necessária. Este dispositivo fornece uma firme e bem distribuída tração sem o auxílio de adesivos.

Descartável, higiênico e não estéril.

## Dimensões:

- Infantil: 1200 x 090 x 15 mm

- Adulto: 1400 x 120 x 15 mm

## Indicação/Finalidade:

- Tratamento de fraturas dos membros inferiores.

## Instruções de Uso:

O Kit Tração Cutânea selecionado é fixado através de bandagens (por ex.atadura de crepe), enroladas em torno da perna do paciente. Após esta fixação, um peso é preso na extremidade da corda do kit, que exercerá uma leve força de tração necessária para o tratamento do paciente.

## Contra-Indicações:

- Não há

## Composição :

- 1- Espuma densidade 28g/m<sup>3</sup> anti-alérgica
- 2- Espuma Caixa de Ovo densidade 23g/m<sup>3</sup>
- 3- Pluma Tinta Dublada espessura 3mm
- 4- Cordão Plástico de 1,1 m.
- 5- Reforço Interno.

## Validade:

- 60 meses

## Embalagem:

- O kit é acondicionado em embalagem plástica individual.