

Imagem do Produto	Nome do Produto	Descrição	Principais Características	Indicação de Uso	Medidas Disponíveis	Onde focar Oportunidades
	Tegaderm™ CHG - Fixador com Gluconato de Clorexidina  <b>ANVISA:</b> 80284930229	Único fixador que combina, em um mesmo produto, redução e controle constante da colonização da pele ao redor do ponto de inserção. O Tegaderm™ CHG é recomendado pela Anvisa como medida de prevenção, pois reduz comprovadamente as taxas de Infecção Primária de Corrente Sanguínea (IPCS) em até 60%, além disso permite a visualização contínua do sítio de inserção do cateter, impedindo a recolonização da pele através da liberação do CHG ao redor do sítio por até 10 dias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa em gel impregnada com clorexidina a 2% e que permite a visualização contínua do sítio de inserção</li> <li>• Fendas com corte estilo fechadura para encaixar facilmente em torno dos hubs e lúmens do cateter</li> <li>• Tira larga com fenda para estabilização do cateter para reduzir sua migração</li> <li>• Reforço de bordas com microcortes laterais para conformar com os movimentos do paciente e reduzir o descolamento das bordas</li> <li>• Etiqueta de identificação</li> <li>• Adesivo que favorece a taxa de transmissão de vapor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixação de cateter central e periférico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1657R, 8,5 cm x 11,5 cm, caixa com 25 unidades</li> <li>- 1658R, 10 cm x 12 cm, caixa com 25 unidades</li> <li>- 1659R, 10 cm x 15,5 cm, caixa com 25 unidades</li> <li>- 1660R 7 cm x 8,5 cm, caixa com 25 unidades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hospital Geral</li> <li>• Home Care</li> <li>• Clínicas Hemodiálise e Oncologia</li> </ul>
	Tegaderm™ I.V. Advanced  <b>ANVISA:</b> 80284930345	Sistema avançado de fixação de cateter com exclusivo desenho para estabilização do cateter e sua nova geração de adesivo favorece uma melhor fixação na pele e maior conforto para o paciente. Composto por uma película semipermeável, com tecnologia diferenciada no manejo da umidade, com adesivo acrílico hipoalergênico, fácil manuseio devido ao sistema moldura, que permite aplicação do curativo em único passo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exclusiva borda estabilizadora</li> <li>• Fendas para saída de equipos e tubulações</li> <li>• Reforço em bordas inferiores, superiores e laterais</li> <li>• Visualização contínua do sítio de inserção</li> <li>• Uma tira extra para estabilização e evitar a migração do cateter</li> <li>• Maior tempo de permanência</li> <li>• Etiqueta de identificação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1680: cateter periférico e central em pediatria</li> <li>• 1682: cateter periférico e central em pediatria</li> <li>• 1683: cateter periférico em adulto e pediatria</li> <li>• 1685: cateter central em adulto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1680, 3,8 cm x 4,5 cm, caixa com 100 unidades</li> <li>- 1682, 5 cm x 5,7 cm, caixa com 100 unidades</li> <li>- 1683, 6,5 cm x 7 cm, caixa com 100 unidades</li> <li>- 1685, 8,5 cm x 11,5 cm, caixa com 100 unidades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hospital Geral</li> <li>• Home Care</li> <li>• Clínicas</li> </ul>