




SENSITOUCH

A segurança que você procura, agora em suas mãos.



Ref.125
 Espessura média: 0,22 mm
 Comprimento: 28 cm
 Lubrificação: Isenta de Pó
 Tamanho: 6,5 a 8,5
 Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron
 Apresentação: Caixa com 200 pares

" ENTENDA O DIFERENCIAL ENTRE AS MATÉRIAS PRIMAS "

SENSITOUCH	CONCORRÊNCIA	
Poliisopreno Sintético / Sensitouch	Nitrílica e Vinílica	Policloropreno
✓ Livre de proteína	✓ Livre de proteína	✓ Livre de proteína
✓ Excelente tensão de ruptura	✓ Baixa Resistência a tensão	✓ Boa tensão a ruptura
✓ Alta resistência a rasgo	✓ Baixa resistência a rasgo	✓ Baixa resistência a rasgo
✓ Grande Elasticidade	✓ Livre de odor de amônia residual	✓ Baixa Elasticidade
✓ Livre de odor de amônia residual	✓ Baixa sensibilidade ou auto módulo	✓ Possui odor característico da matéria prima
✓ Baixo Módulo (pode ser esticada várias vezes e não se deformará, sempre voltando à sua forma).		✓ Baixa sensibilidade ou auto módulo
		✓ Valor de mercado maior com propriedade agregada menor

A **Sensitouch** foi especialmente desenvolvida para **profissionais alérgicos** ao Látex natural e aos que possuem **predisposição à alergia**. Revolucionário no mercado, o **Látex Sintético** proporciona segurança no trabalho aos profissionais que utilizam luvas cirúrgicas, com a proteção, resistência e qualidade Mucambo.




✓ Resistência



✓ Livre de Proteína



✓ Látex Free



www.sensitouch.com.br



Resistência e Qualidade comprovadas.

Sensitex

Sensibilidade Tátil e Proteção, com garantia de qualidade Mucambo

Ref.106

Espessura média: 0,21mm

Comprimento: 28 cm

Lubrificação: Pó Bioabsorvível

Tamanho: 6,5 a 8,5

Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron

Apresentação: Caixa com 200 pares



Sensifree

Isentas de Pó e Mínimo Teor de Proteínas do látex natural

Ref.115

Espessura média: 0,22mm

Comprimento: 28 cm

Lubrificação: Isenta de Pó

Tamanho: 6,5 a 8,5

Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron

Apresentação: Caixa com 200 pares



Sensimax

Pouco Pó e Baixo Teor de Proteínas do Látex Natural

Ref.121

Espessura média: 0,21mm

Comprimento: 28 cm

Lubrificação: Pó Bioabsorvível

Tamanho: 6,5 a 8,5

Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron

Apresentação: Caixa com 200 pares



Dial

Sensibilidade Tátil e Proteção

Ref.111

Espessura média: 0,21mm

Comprimento: 28 cm

Lubrificação: Pó Bioabsorvível

Tamanho: 6,5 a 8,5

Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron

Apresentação: Caixa com 200 pares



Sensifirm

Agilidade e Precisão durante procedimentos em condições escorregadias

Ref.116

Espessura média: 0,21mm

Comprimento: 28 cm

Lubrificação: Pó Bioabsorvível

Tamanho: 6,5 a 8,5

Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron

Apresentação: Caixa com 200 pares



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

MUCAMBO

www.luvax.com.br