



DE MÉDICO PARA MÉDICO



MULTIGEL
A 1ª em gel para procedimento medicinal

Ultra-Gel ELETRO (ECG) - GEL AZUL
Reg. M.S. ANVISA 80316110002

Meio de contato para transmissão de impulsos elétricos

Ultra-Gel ELETRO é um produto especialmente elaborado por médico, com matérias-primas importadas, de altíssima qualidade, para uso como meio de contato para transmissão de impulsos elétricos em eletrocardiografias, desfibriladores, bisturis elétricos e similares.

Benefícios: **Ultra-Gel ELETRO** é solúvel em água, facilmente removível, não gorduroso, não escorre, não mancha, não irrita a pele. Sua fórmula exclusiva proporciona maior rendimento e excelente condutividade.

Modo de usar: aplique **Ultra-Gel ELETRO** na área a ser examinada.

Composição: carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante, sequestrante, eletro-condutor e corante. Isento de Cloreto de Sódio (NaCl) e álcool.

Validade: 2 anos.

Importante: Conserve **Ultra-Gel ELETRO** ao abrigo da luz, em lugar seco.

Apresentação em Embalagens de: Frasco 100Gr, Frasco 300Gr, Garrafa 1Kg, Garrafa e Bag 2Kg, e Galão e Bag 5Kg.

MultiGel Ind. e Com. Importação e Exportação de Produtos para Saúde LTDA.

Rua: Francisco Andrade, nº 111 – CEP: 37560-000 – Silvianópolis - MG.

Tel.: + 55 (35) 3451-1010

CNPJ: 49.604.226/0001-90 – Indústria Brasileira

sac@multigel.com.br – sac + 55 (35) 3451-1344

Resp. Técnico: Nívia Freitas Nascimento – CRF MG: 26042