

Razão Social Matriz	Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
C .N. P. J. Matriz	21.551.379/0007-93
Inscr.Estadual Matriz	112.213.751.115
Endereço Matriz	Escritório São Paulo Rua Alexandre Dumas, 1976 Chácara Santo Antonio São Paulo - SP
Razão Social DC	Becton Dickinson Ind. Cir. Ltda.
C .N. P. J. DC	21.551.379/0008-74
Inscr.Estadual DC	492.525.368.110
Endereço DC	Praça Agrícola La Paz Tristante, 121 Parte 2 Bairro Pq Industrial Anhanguera – Osasco / SP
Linha	BD WHITACRE SET
Catálogos	405075 – BD WHITACRE SET 27G 405076 – BD WHITACRE SET 25G
Descrição	<p>Agulha para Anestesia Raquidiana descartável, tipo Ponta de Lápis com Introdutor, isenta de corte, separando sem cortar as fibras longitudinais da Duramater, reduzindo a incidência de cefaléia pós raqui. Orifício lateral isento de corte, perfeitamente posicionado, garantindo apurada colocação do agente anestésico ,sem perda ou comprometimento da anestesia.</p> <p>Introdutor:Facilita a punção da pele no uso das agulhas ponta de lápis. Evita desvio da agulha de raqui e repunção. Canhão com formato interno cônico, facilitando a inserção da agulha raquidiana. Bisel menos cortante que agulha hipodérmica, evitando corte acidental da agulha raquidiana. Evita dobra da agulha raquidiana de fino calibre durante a punção.</p> <p>Cânulas de paredes finas com maior diâmetro interno oferecendo um maior velocidade de refluxo do líquido, confirmando o correto posicionamento do bisel da agulha no espaço raquidiano, bem como facilita a injeção do anestésico durante o procedimento.</p> <p>Mandril / Estilete: Perfeitamente ajustado a parede interna da cânula, que garante a maior resistência contra dobra e quebra durante procedimento, bem como evita acúmulo de tecido durante a inserção da agulha e depósito no espaço raquidiano.</p> <p>Canhão: Canhão ISO Luer-Lok® com visor translúcido e internamente cônico garantindo conexão segura e perfeita visualização do líquido. Facilita também a reinserção do mandril. De formato universal possui uma fenda devidamente construída e localizada a fim de encaixar perfeitamente o canhão ao mandril, proporcionando adequado acoplamento entre os dois para evitar deslocamento indevido do conjunto durante o seu uso</p> <p>Protetor plástico rígido do conjunto agulha e mandril fornecendo total proteção e integridade da ponta até o momento do uso.</p>
Fabricante	Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Origem	Brasil
Embalagem	Individual, de papel grau cirúrgico e filme plástico. Esterelizado por óxido de etileno, proporcionando abertura asséptica de transferência. Contém dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, nº de lote,data de esterilização, validade do produto e Registro no Ministério da Saúde. Embalagem com caixa de 25 unidades.
Classificação Fiscal (NCM)	9018.32.19
Validade	5 anos



Catálogo	Produto	Nº Registro Anvisa	Procedência	NCM	Validade (anos)	UNITÁRIO				
						Unidades	Volume - DM³	Peso (Gramas)		EAN
								Bruto	Líquido	
405075	AGULHA WHITACRE SET 27GA 3-1/2IN	10033430489	Brasil	9018.32.19	5	1	27,18	3,88	4,565	382904050757
405076	AGULHA WHITACRE SET 25GA 3-1/2IN	10033430489	Brasil	9018.32.19	5	1	27,18	4,016	4,725	382904050764

EMBALAGEM UNITÁRIA/ Shelfpack										
Catálogo	Produto	Unidades	Medidas dos produtos - mm			Volume - DM³	Peso (Gramas)		EAN	
			Comprimento	Largura	Altura		Líquido	Bruto		
405075	AGULHA WHITACRE SET 27GA 3-1/2IN	25	156,000	66	66	679,536	97	114,125	30382904050758	
405076	AGULHA WHITACRE SET 25GA 3-1/2IN	25	156,000	66	66	679,536	100,4	118,125	30382904050765	

EMBALAGEM CAIXOTE										
Catálogo	Produto	Unidades	Medidas dos produtos - mm			Volume (DM³)	Peso (KG)		EAN	
			Comprimento	Largura	Altura		Líquido	Bruto		
405075	AGULHA WHITACRE SET 27GA 3-1/2IN	200	272	162	140	6,169	776	913	50382904050752	
405076	AGULHA WHITACRE SET 25GA 3-1/2IN	200	272	162	140	6,169	803,2	945	50382904050769	