

# Ficha Técnica de Produto

329458 • SafetyGlide™ 50 UI com agulha de 8 mm

PRODUTO	BD SafetyGlide™ Insulin	
NOME DA MARCA	Seringa de Insulina BD com dispositivo de segurança SafetyGlide™ 50 UI com agulha de 8 mm	
FABRICANTE	Becton Dickinson - BD	
ORIGEM	EUA	
CÓDIGO BD	329458	
COMPRIMENTO DA AGULHA	8 mm (5/16") x 0,30 mm (30 G)	
CAPACIDADE DA SERINGA	50 UI	
PALLET	21.600 seringas = 54 caixas de embarque	
ESTERILIZAÇÃO	Radiação Gama	
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF)	Sim	
CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	9018.31.11	
REGISTRO ANVISA	10033439050	
UNIDADE DE VENDAS	100	
MEDICAMENTO	Não	
PSICOTRÓPICO	Não	
REFRIGERADO	Não	
VALIDADE	4 anos e 11 meses	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	Marcelo Alves Lopes CRF -MG nº 13.673	
SIMPRO	R\$ 4,09	
BRASÍNDICE	R\$ 4,09	
DECRETO LEI 10.147	Neutra / Normal	
CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO	Correlato	
ICMS-ST	Sim	
IPI	0	
EMBALAGEM DE VENDAS	Blíster	EAN 382903294589
EMBALAGEM SECUNDÁRIA	Caixa com 100 seringas	EAN 30382903294580
	Comprimento	20,0 cm
	Largura	16,828 cm
	Altura	19,368 cm
	Volume	0,007 m³
	Peso bruto	681,800 g
	Peso líquido	392,100 g
CAIXA DE EMBARQUE	Caixa com 400 seringas	EAN 50382903294584
	Comprimento	33,655 cm
	Largura	20,320 cm
	Altura	38,735 cm
	Volume	0,026 m³
	Peso bruto	2,727 kg
Peso líquido	1,568 kg	

Aprovada pelo



Seringa para aplicação de insulina com dispositivo de segurança, que atende à NR 32, de uso único, com escala graduada de 1 em 1 unidade, com agulha fixa (integrada) de 8 mm de comprimento (5/16") por 0,30 mm de diâmetro (30 G), sem espaço residual e com capacidade para até 50 unidades de insulina. Dispositivo de segurança na cor branca, fixo no corpo da seringa. Com apenas um dedo, o dispositivo desliza sobre a agulha, em direção ao bisel, até encobri-lo totalmente. Uma vez que o dispositivo de segurança é acionado, ele se trava, reduzindo o risco de acidentes com o perfurocortante e impedindo a reutilização. Embalada individualmente em material que promove barreira microbiana e abertura asséptica.