


MANTAS DE SILICONE



Manta de Silicone

Tela de Silicone

1 DESCRIÇÃO

As mantas de silicone são fabricadas em silicone com superfície em forma de pinos. Utilizadas para acomodar os instrumentos evitando sua movimentação dentro da embalagem durante o processo de esterilização. Pode também ser usada com instrumentos diretamente sobre a mesa clínica, servindo como apoio na organização dos instrumentos.

2 INDICAÇÃO

Indicada para acomodar instrumentais.

3 INSTRUÇÕES DE USO

3.1 PROCESSAMENTO

Recomenda-se realizar:

- Limpeza manual utilizando detergentes neutro ou alcalino, esponjas ou escovas não abrasivas;
- Enxágue em água corrente.

Nota: O uso da lavadora termodesinfetadora é opcional.

- Esterilização em autoclave a vapor (121 ou 134 °C).

Nota: Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

Nota: As Mantas de Silicone estão aptas para os processos de esterilização por baixa temperatura – Peróxido de Hidrogênio e Óxido de Etileno. Tolerância de temperatura: - 40 a 250° C.

5.2 ARMAZENAMENTO

O armazenamento da Manta de Silicone deve ser em local seco com temperatura ambiente. Não expor diretamente a luz solar.

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EMBALAGEM	CÓDIGO
Manta de Silicone, para cesto 1/1	525 x 240 mm	1 unidade	852.000
Manta de Silicone, para cesto 1/1	462 x 235 mm	1 unidade	852.100
Manta de Silicone, para cesto 3/4	385 x 240 mm	1 unidade	852.200
Manta de Silicone, para cesto 1/2	235 x 230 mm	1 unidade	852.300
Manta de Silicone, para cesto Mini	250 x 110 mm	1 unidade	852.400
Manta de Silicone, para cesto 1/4	255 x 162 mm	1 unidade	852.500
Manta de Silicone, para contêiner 1/1	535 x 255 mm	1 unidade	851.100
Manta de Silicone, para contêiner 3/4	415 x 255 mm	1 unidade	851.200
Manta de Silicone, para contêiner 1/2	250 x 255 mm	1 unidade	851.300
Manta de Silicone, para contêiner Mini	270 x 125 mm	1 unidade	851.400
Manta de Silicone, para contêiner 1/4	270 x 180 mm	1 unidade	851.500
Manta de Silicone Full	57 x 55 cm	1 unidade	850.000
Tela flexível	54 x 32 cm	1 unidade	5432
Manta de Silicone, para estojo 18 x 8 cm	-	1 unidade	557.426
Manta de Silicone, para estojo 20 x 10 cm	-	1 unidade	557.430
Manta de Silicone, para estojo 26 x 12 cm	-	1 unidade	557.438
Manta de Silicone, para estojo 26 x 16 cm	-	1 unidade	557.442
Manta de Silicone, para estojo 28 x 14 cm	-	1 unidade	557.443
Manta de Silicone, para estojo 32 x 16 cm	-	1 unidade	557.448

ANVISA: As Mantas de Silicone não se enquadram na definição de produto médico da RDC nº 185/01, não sendo passíveis de cadastro na ANVISA.

CNPJ: 59.293.662/0001-40 | **T.Resp.:** W.Pesinato **CREA:** 140949 | regulatorio@fami.com.br