



FICHA TÉCNICA - CÓDIGO - CRL

CAMPO OPERATÓRIO

compressa cirúrgica

**FAROL**

Light c/ rx (RADIOPACO)

ED.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	ELAB.	VERIF.	APROV.
Emissão	5/25/2010	Emissão inicial e distribuição	Alex Lage	Antonio Marcos	José Eduardo

<b>A COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO FAROL (TECIDO)</b>	É elaborada com tecido 100% algodão, com 4 camadas de gaze sobrepostas fixadas entre si, de forma a evitar o deslizamento entre as mesmas. São alvejadas, isentas de amido, alvejantes ópticos, corantes corretivos e quaisquer outros que possam agredir a pele. Possuem alça dupla firmemente unida ao seu corpo que deve ser deixada do lado externo da cavidade cirúrgica com precaução, facilitando seu manuseio e oferecendo melhores condições de visibilidade no local da cirurgia. As bordas são devidamente acabadas para evitar desfiamento. A compressa, campo operatório <b>FAROL</b> possui excelente capacidade de absorção e retenção de líquidos e secreções.				
<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b>	<b>CAMPO OPERATÓRIO, NÃO ESTERIL, COM FIO RADIOPACO DE 40 X 50 - CÓDIGO CRL</b>				
<b>DIMENSÕES PRODUTO</b>	<b>40 CM X 50 CM</b>	<b>PESO DO PRODUTO</b>	<b>27 GRAMAS</b>		
<b>REGISTRO DA ANVISA:</b>		<b>10341660005</b>			
		<b>CLASSE 1 - I - Médio risco</b>			
<b>EMBALAGEM</b>	Embalado em saco plástico com 50 Unidades, e acondicionados em caixa de Papelão com 12 pacotes. Com numeração do lote, data de fabricação e data de validade.				
<b>ESTERELIZAÇÃO</b>	<b>Não Esterelizado</b>				
<b>VALIDADE</b>	<b>5 anos da data de fabricação</b>				
<b>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO</b>	Para manutenção da integridade das embalagens, deve-se manter a embalagem intacta, evitar manuseios desnecessários e armazenamento em local apropriado, em cima de estrados ou pallets, evitando contato direto com o piso. Empilhagem máxima 03 Caixas				