

# Catálogo de Modelos

Classe:DESCARTAVEL FÁBRICA

Gerado em 02/07/2020 13:30:54

Pág. 1/1

## Modelo

**CLT50POM - COLETOR COM PÁ NÃO ESTÉRIL A GRANEL 50ML OPACO TAMPA BRANCA CX/1000**

## Características

É utilizado na coleta de amostras de urina, fezes, esperma ou escarro, para posterior diagnóstico clínico.

### ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO: Polipropileno (PP) e Polietileno (PE)

### INSTRUÇÕES DE USO

1. Abra a tampa no momento do uso.
2. Transfira a amostra para o frasco.
3. Feche o frasco com a tampa.

### PRECAUÇÕES

" Não utilizar o produto caso a embalagem esteja violada ou fora do prazo de validade.

### ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Transportar e armazenar o produto, a temperatura ambiente em sua embalagem original em local limpo, seco, e protegido da luz direta do sol.

PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO.

Registro(s) MS: 10379860086



**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**  
Dra. Daniela Freitas Amorim  
COREN-SP N° 151479