

## Data Sheet Splint Intranasal

<b>Produto:</b>	Splint Intranasal Medicone Nº Registro: 80020550064
<b>Descrição:</b>	O Splint Intranasal Medicone é um tubo em silicone flexível e translúcido, com bordas para fixação. Desenvolvido para sustentação da cartilagem septo nasal, após cirurgias de nariz em geral: reparadoras e/ ou estéticas.
<b>Indicação de Uso:</b>	O Splint Intranasal Medicone tem seu uso indicado para sustentação da cartilagem septo nasal, após cirurgias de nariz em geral. Também possibilita a respiração nasal em pós-operatório imediato, não obstruindo o fluxo de ar. Previne aderências intranasais, onde há risco do tecido da cicatriz nasal poder obstruir a cavidade nasal. Em caso de sangramento pós-cirúrgico, o produto proporcionará que não seja obstruído o fluxo de ar do paciente e também é de fácil higienização.
<b>Composição:</b>	É composta por silicone grau farmacêutico, biocompatível, flexível e translúcido.
<b>Apresentação:</b>	Tem sua apresentação unitária em embalagem de papel grau cirúrgico, acondicionada em embalagem secundária de papelão. Cada embalagem é identificada com etiquetas, informando a referência do produto, o número de lote de fabricação e data de fabricação e validade. Acompanha instrução de uso.
<b>Condições de Armazenamento e Transporte:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservar a embalagem íntegra e fechada até a utilização do produto;</li><li>• Armazenar em temperatura ambiente, protegido do calor e umidade.</li></ul>
<b>Validade do Produto:</b>	O prazo de validade da esterilização é de trinta e seis meses a partir da data de esterilização, a qual é devidamente indicada na embalagem do produto.
<b>Vida útil:</b>	O Splint Intranasal Medicone é utilizado no pós-operatório, sendo retirado em até 7 dias a critério do médico.
<b>Esterilização:</b>	O Splint Intranasal Medicone é fornecido diretamente de fábrica esterilizado em ETO.

<b>Elaborado:</b>	<b>Revisado:</b>	<b>Aprovado:</b>
Francieli Izaguirre Assistente de Qualidade II	Bianca Michaelis Analista de Qualidade II	Vanessa Carlos Cardoso Gerente de Qualidade