

<b>PRODUTO</b>	Clean Box II			
<b>DESCRIÇÃO</b>	Caixa Coletora para Descarte de Resíduos Sólidos Infectantes, em serviços de saúde.			
<b>APRESENTAÇÃO</b>	30, 60 e 90 litros	<b>CÓDIGO INTERNO</b>	ETM006 10017/10018/10019	
<b>CARACTERÍSTICA TÉCNICA</b>	<b>CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO</b>			<b>DESVIO PADRÃO</b>
	<b>30 LITROS</b>	<b>60 LITROS</b>	<b>90 LITROS</b>	
Dimensões – box (em cm CXLXA)	287 X 287 X 353	373 X 373 X 426	388 X 384 X 588	±5%
Diâmetro da abertura (em cm)	20 X 20	27 X 24,5	27 X 24,5	±5%
Altura da linha pontilhada (em cm)	10,0	10,0	10,0	-
Capacidade nominal (em litros)	30	60	90	-
Capacidade útil (em litros)	25	55	77	-
Gramatura – box (g/100 cm <sup>2</sup> )	Mínimo 5,58	Mínimo 6,90	Mínimo 6,90	-
Espessura papelão ondulado (em mm)	Mínimo 2,50	Mínimo 5,8	Mínimo 5,80	-
Coluna – box (em kgf)	Mínimo 7,50	Mínimo 8,50	Mínimo 8,50	-
Papelão ondulado parede dupla, ondas BC – ondas por 10 cm - box e bandeja interna.	ONDAS B = 17			16 – 18
	ONDAS C = 14			13-15
Dimensões (em cm) - bandeja	<b>30 LITROS</b> 400x400	<b>60 LITROS</b> 490x490	<b>90 LITROS</b> 505x508	-
Gramatura (g/100 cm <sup>2</sup> ) – bandeja	Mínimo de 423			-
Coluna (em kgf) – bandeja	Mínimo de 5,00			-
<b>APLICAÇÃO</b>	O CLEAN-BOX II é um recipiente para acondicionamento de resíduos sólidos infectantes para ser usado nos serviços de saúde (Hospitais, Laboratórios de Análises Clínicas, Clínicas Veterinárias, Consultórios Odontológico, Farmácias)			
<b>OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	Tipo de papel: Kraft ou Testliner Cor : Parda Confeccionada em papelão ondulado tipo de onda BC, sendo a onda a B a mais externa, conforme as normas e laudo do IPT-NEA 73, com superfície interna impermeabilizada, com sistema de abertura, fechamento, travamento e transporte práticos e seguros através de alça. Além disso, a simbologia e descrições atendem a norma ABNT NBR 7500. Armazenar à temperatura ambiente. Evitar calor excessivo TEMPERATURA SUPERIOR A 40°C.			
<b>REGISTRO ANVISA Nº</b>	81249610001			
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ANVISA</b>	Risco – I Baixo			
<b>REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO</b>	Deve estar sempre acompanhada do laudo de qualidade do fornecedor.			