


Imagem do Produto	Nome do Produto	Descrição	Principais Características	Indicação de Uso	Medidas Disponíveis	Onde focar Oportunidades
	<p>Fixador Nasal De Tubos e Sondas</p> <p>ANVISA: 80284939115</p>	<p>Dispositivo adesivo, não estéril, dorso de poliuretano laminado sobre não tecido de poliéster, adesivo acrílico, resistente a água e com liner de papel siliconado. O produto possui um formato anatômico que se adapta tanto aos contornos do nariz quanto aos tubos e sondas nasais, permitindo fixação adequada e segurança ao paciente</p>	<p>Fixador de tubos e sondas nasais composto por dorso de poliuretano e adesivo acrílico proporcionando maior segurança e conforto ao paciente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possui resistência à água e sujidade, permanecendo assim fixado por mais tempo. • Apresenta formato anatômico, fácil de aplicar e dispensa customização do fixador. • Apresenta tiras para demarcação e estabilização do tubo ou sonda nasal, fornecendo solução completa para proporcionar a fixação adequada. 	<p>O uso não é indicado para pacientes alérgicos/ sensíveis aos componentes do produto. A pele deve estar seca, livre de resíduos de soluções e oleosidade para assegurar uma boa adesão e evitar irritações cutâneas. Trauma de pele mecânico pode ocorrer se for aplicada tensão durante a aplicação do 3M Fixador de Tubos e Sondas Nasais.</p> <p>*ver detalhes na ficha técnica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 01 tira adesiva destinada para demarcação do tubo/sonda • 02 tiras destinadas para estabilização do tubo à face do paciente 	<ul style="list-style-type: none"> • Hospitais: CC, UTI, Emergência