




## Data Sheet Dreno Cirúrgico

<b>Produto:</b>	Dreno Cirúrgico de Silicone Medicone Nº Registro: 80020550033								
<b>Descrição:</b>	<p>O Dreno Cirúrgico de Silicone Medicone é um tubo de silicone transparente com linha radiopaca branca em toda sua extensão para sua identificação nos exames de Raio-X. Ele é hipoalergênico, biocompatível, de alta resistência e excelente flexibilidade.</p> <p>É antiaderente (nada se fixa as suas paredes) aliada a sua concepção interna corrugada que evita sua colabação e a interrupção do fluxo da drenagem conferindo enorme vantagem sobre os drenos em látex existentes.</p> <p>Possui um grau de assepsia não conseguido por outros materiais, pois é confeccionado em silicone grau farmacêutico.</p>								
<b>Indicação de Uso:</b>	Sua indicação de uso destina-se a drenagem geral cirúrgica, tais como: drenagem mediastinal, drenagem de secreções pós-operatórias, drenagem em cirurgia bariátrica e drenagem em cirurgia plástica.								
<b>Composição:</b>	É composto por tubo de silicone grau farmacêutico.								
<b>Apresentação:</b>	<p>Tem sua apresentação unitária em embalagem de papel grau cirúrgico, acondicionada em embalagem secundária de papelão.</p> <p>Cada embalagem é identificada com etiquetas, informando a referência do produto, o número de lote de fabricação e data de fabricação e validade. Acompanha instrução de uso.</p>								
<b>Especificações:</b>	<p>A Dreno Cirúrgico de Silicone Medicone tem apresenta-se com comprimentos de 30, 40 e 50 cm e nos seguintes diâmetros:</p> <table border="1"><tr><td></td><td>Ø 6mm</td></tr><tr><td></td><td>Ø 8mm</td></tr><tr><td></td><td>Ø 10mm</td></tr><tr><td></td><td>Ø 12mm</td></tr></table>		Ø 6mm		Ø 8mm		Ø 10mm		Ø 12mm
	Ø 6mm								
	Ø 8mm								
	Ø 10mm								
	Ø 12mm								
<b>Condições de Armazenamento e Transporte:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservar a embalagem íntegra e fechada até a utilização do produto;</li><li>• Armazenar em temperatura ambiente, protegido do calor e umidade.</li></ul>								
<b>Validade do Produto:</b>	O prazo de validade da esterilização é de trinta e seis meses a partir da data de esterilização, a qual é devidamente indicada na embalagem do produto.								
<b>Esterilização:</b>	A Dreno Cirúrgico de Silicone Medicone é fornecido diretamente de fábrica esterilizado em ETO.								



# Data Sheet Dreno Cirúrgico

Código/Revisão:  
Dreno Cirúrgico/04

Página:  
2 de 3

<b>Elaborado:</b>	<b>Revisado:</b>	<b>Aprovado:</b>
Francieli Izaguirre Assistente de Qualidade II	Marcela Alves Assistente da Qualidade I	Vanessa Carlos Cardoso Gerente de Qualidade

Cópia Impressa Não Controlada