

**FICHA TÉCNICA****FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESTÉRIL**

NOME COMERCIAL:	NUTRIMED ESTÉRIL
CARACTERÍSTICAS:	<ul style="list-style-type: none">• Frasco em polímero inerte, inodoro e apirogênico de polietileno de baixa densidade, cilíndrico, translúcido, sem manchas e rebarbas, com dupla graduação, escala de 10 em 10 ml, boca de rosca e alça de sustentação.• Tampa em polímero inerte, inodoro e apirogênico de polietileno de baixa densidade, cilíndrica, translúcida, sem manchas e rebarbas, com bico adaptador para equipo enteral tipo lanceta.
UTILIZAÇÃO:	Administração de soluções enterais por meio de sonda. Produto de uso único, descartar após a utilização.
TEMPERATURA:	Armazenamento: Mínima de 20° C e Máxima de 38° C Utilização: Mínima de 10° C e Máxima de 60° C
TRANSPORTE:	O produto deve ser transportado em veículo fechado (tipo baú)
APRESENTAÇÃO:	NUTRIMED ESTÉRIL de 100 ml NUTRIMED ESTÉRIL de 300 ml NUTRIMED ESTÉRIL de 500 ml
EMBALAGEM DE COMERCIALIZAÇÃO:	100 ml: Caixa com 370 unidades, embalados individualmente 300 ml: Caixa com 150 unidades, embalados individualmente 500 ml: Caixa com 90 unidades, embalados individualmente
DESCARTE:	O descarte do produto após sua utilização deverá seguir as normas constantes da RDC 306 de 7 de dezembro de 2004.
EMPILHAMENTO MÁXIMO:	06 Caixas
MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO:	Óxido de Etileno
VALIDADE:	02 Anos
REGISTRO M.S.:	10442360030

	Nº	Data	Elaborado por:	Verificado por	Aprovado por:
Edição	02	24/04/20	Resp. Técnico	Cont. da Qualidade	Gar. da Qualidade
Revisão	00				

IMAGEM



	Nº	Data	Elaborado por:	Verificado por	Aprovado por:
Edição	02	24/04/20	Resp. Técnico	Cont. da Qualidade	Gar. da Qualidade
Revisão	00				