

JOBST® forMen

Meia de compressão preventiva e terapêutica



Fotos meramente ilustrativas

Descrição: Meia de compressão graduada degressiva masculina, disponível em variados graus de compressão. Composta por Poliamida e Elastano, possui estrutura em tricô 3D com alta elasticidade, calcanhar e ponteiros reforçados, textura permeável ao ar. Disponível em modelos panturrilha (três quartos) com ponteira fechada e diversos tamanhos. O grau de compressão 15-20mmHg é indicado para pacientes com pernas cansadas, pesadas e que tendem a inchar e para pacientes com veias reticulares. O grau 20-30mmHg atende pacientes com varizes e edema e em início de tratamento de tromboflebite superficial, pós-cirúrgico e pós escleroterapia. O grau 30-40mmHg trata pacientes com edema severo e/ou que desejam prevenir o reaparecimento de úlceras venosas e a insuficiência venosa crônica e suas sequelas. Independentemente do nível de compressão, o produto aplica um gradiente continuamente decrescente de distal para proximal aumentando a velocidade do fluxo sanguíneo e reduzindo a estase venosa.

Apresentação:

CÓDIGO NART	CÓDIGO SIMPRO	CÓDIGO BRASÍNDICE	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
75253-01	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75254-01	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75255-01	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75256-01	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75257-01	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75258-01	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75259-01	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par

Versão 00
26/dezembro/2019

75260-01	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75265-01	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75266-01	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75267-01	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75268-01	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Preta – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75253-03	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Cáqui – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75254-03	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Cáqui – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75255-03	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Cáqui – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75256-03	-	-	15-20mmHg – Panturrilha – Cáqui – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75257-03	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Cáqui – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75258-03	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Cáqui – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75259-03	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Cáqui – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75260-03	-	-	20-30mmHg – Panturrilha – Cáqui – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par
75265-03	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Cáqui – Fechada <i>Pequeno</i>	Contém 01 par
75266-03	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Cáqui – Fechada <i>Médio</i>	Contém 01 par
75267-03	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Cáqui – Fechada <i>Grande</i>	Contém 01 par
75268-03	-	-	30-40mmHg – Panturrilha – Cáqui – Fechada <i>Extra Grande</i>	Contém 01 par

Validade: Indeterminado.

Esterilidade: Não estéril.

Marca: BSN Medical.

Fabricante: BSN Medical Inc. – Estados Unidos da América.

Registro Anvisa: 10224000100.

Validade do Registro: Não aplicável.

NCM: 30.05.9090.