

**Produto:** **Parasitofiltro**

## 1. Componentes

- ✓ Parasitofiltro
  - Poliestireno (PS) Lâminado
  - Tecido bandagem 100% algodão alvejada

## 2. Embalagem

- ✓ Embalagem Primária
  - Saco PEBD Natural (20 cm x 32 cm x 0,7 cm)
- ✓ Embalagem Secundária
  - Caixa de Papelão (570 cm x 470 cm x 180 cm) ou
  - Caixa de Papelão (480 cm x 350 cm x 510 cm) ou
    - Fita Gomada sem impressão (Produto não Estéril)



## 3. Rotulagem

### 3.1. Embalagem Primária (Saco Plástico)

Utilizada para montagem de fardos contendo de 100 a 500 unidades apresentando as seguintes informações:

- ✓ Nome do Produto
- ✓ Lote
- ✓ Data de Fabricação
- ✓ Prazo de validade
- ✓ Uso Único

### 3.2. Embalagem Secundária (Caixa de Papelão ou Saco Plástico)

São identificadas com etiquetas autoadesivas contendo as informações:

- ✓ Nome do produto e referencia interna (código)
- ✓ Lote
- ✓ Data de fabricação
- ✓ Número de pedido do cliente
- ✓ Prazo de validade
- ✓ Quantidade por embalagem

## 4. Equipamentos utilizados

- ✓ Seladora horizontal

## 5. Tipos de venda do produto

- ✓ Caixa de papelão

## 6. Referência

- ✓ R580 – PARASITOFILTRO - MILHEIRO

## 7. Registro Anvisa

- ✓ Não Aplicável

Aprovação:

Paulo Romão  
Responsável Técnico

Data: 27/04/2022