

Ficha Técnica

SOL-M Tubo de Plástico para Coleta de Sangue a Vácuo

Dados	Preenchimento
Fluoreto de Sódio + EDTA Tubo de Plástico para Coleta de Sangue a Vácuo	Acomodados em rack de isopor contendo instruções de uso e informações técnicas do produto.
Código de Referência	BT502116
Cor	Cinza
Marca	Sol-M™
Apresentação	Rack de Isopor com 100 unidades
Volume	2ml
Dimensão	13 x 75 mm
Dispositivo de Segurança	Não aplicável
Uso único	Proibido Reprocessar
Nome do Fabricante	SOYAGREENTEC CO., LTDA - CORÉIA DO SUL
Nome do Fornecedor	Sol-Millennium Brasil Imp. Exp. Ltda
Caixa de Embarque	1000 unidades
Medidas da Caixa de Embarque	Comprimento: 0,45 m / Largura: 0,32 m / Altura: 0,18 m
Peso da Caixa de Embarque	Peso bruto: 7,8kg
Prazo de Validade do Produto	2 anos
Obrigatoriedade INMETRO	() Sim (X) Não
Classe Terapêutica	Não Aplicável
Tipo da Marca	(X) Marca () Genérico
Produto Controlado	() Sim (X) Não
Substituição Tributária	() Sim (X) Não
Tem IPI? Qual Percentual?	(X) Sim () Não Percentual: 8%
Enfermeiro Responsável	Karina Gonçalves de Araujo
C.R.T	339137
Classificação de ICMS	Verificar conforme região
Registro Ministério da Saúde / ANVISA	80937150048
Validade do Registro MS	Vigente
Esterilização	Esterilização por radiação gama
Látex	() Sim (X) Não
Material	Tubo transparente de Politereftalato de etileno e Tampa de Polipropileno colorida. Material Apirrogênico e Atóxico
EAN 13 (Código de barras Box)	1220000291089
DUN 14 (Código de barras Case)	20810018097725



SOL-MILLENNIUM®
Building a Healthier Tomorrow

Armazenamento	O local de armazenamento deve ser seco, limpo e ventilado. A Temperatura de armazenamento deve ser de 2 à 30°C.
Descritivo	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM COM FLUORETO DE SÓDIO + EDTA K3, PLÁSTICO POLIETILENO TEREFALATO, INCOLOR, ESTÉRIL, DIMENSÃO 13X75MM, VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE 2ML. TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR CINZA.