



Ficha Técnica SOL-M Seringa Hipodérmica 1ml com Agulha Fixa 25G x 1" (25 x 0,5 mm)

SOL-M Seringa Hipodérmica 1ml com Agulha Fixa 25G x 1" (25 x 0,5 mm)	Embalagem Blister com 1 unidade
Marca	SOL-M
Apresentação	Caixa com 100 unidades
Código de Referência	182025BP
Agulha	Tamanho 25 x 0,5 mm (25G x 1")
Seringa	Seringa de 1ml
Anel de Retenção	(X) Sim () Não
Material	Agulha: Aço Inoxidável, Não Tóxico e Apirogênico Capa protetora: Polipropileno Dispositivo de segurança: Polipropileno
Uso único	Proibido Reprocessar
Nome do Fabricante	Promisemed Hangzhou Meditech Co Ltd
Nome do Fornecedor	Sol-Millennium Brasil Imp. Exp. Ltda
Caixa de Embarque	800 unidades
Medidas da Caixa de Embarque	Altura: 20 cm / Comprimento: 47 cm / Largura: 34,3 cm
Peso da Caixa de Embarque	Peso bruto: 4,75 kg
Prazo de Validade do Produto	5 anos
Obrigatoriedade INMETRO	(X) Sim () Não
Produto Referência	Não Aplicável
Classe Terapêutica	Não Aplicável
Tipo da Marca	(X) Marca () Genérico
Produto Controlado	() Sim (X) Não
Substituição Tributária	() Sim (X) Não
Enfermeiro Responsável	Karina Gonçalves de Araújo

SA OFFICE

SOL-MILLENNIUM Brasil Importação e Exportação LTDA.

Rua Alvorada, 1289 cj 1004/ 1005
Vila Olímpia, São Paulo, SP
04550-004


 + 55 11 3044 1183
 vendas@sol-m.com
 www.sol-m.com

C.R.T	339137
Classificação de ICMS	Verificar conforme região
Registro Ministério da Saúde	80937159042
DEHP	() Sim (X) Não
Método de Esterilização	Esterilização por óxido de etileno
Látex	() Sim (X) Não
Armazenamento	O local de armazenamento deve ser seco, limpo e ventilado.
NCM	90183111
Descritivo	Seringa hipodérmica descartável estéril de 1ml com agulha fixa 25G x 1" – 25x0,5mm, Espaço Morto: 6 microlitros, confeccionadas em polipropileno, estéril, de uso único e atóxica. Cilindro transparente e siliconizado, o que proporciona um deslizamento suave. Flange do cilindro com formato anatômico para apoio dos dedos. Escala externa precisa e visível graduação: 0,01 ml. Êmbolo cônico não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção e possui ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos. Isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico, que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada

SA OFFICE

SOL-MILLENNIUM Brasil Importação e Exportação LTDA.

Rua Alvorada, 1289 cj 1004/ 1005
Vila Olímpia, São Paulo, SP
04550-004

 **+ 55 11 3044 1183**
 vendas@sol-m.com
 www.sol-m.com

com Selo do INMETRO conforme legislação
sanitária vigente.

SA OFFICE


SOL-MILLENNIUM Brasil Importação e Exportação LTDA.


Rua Alvorada, 1289 cj 1004/ 1005

Vila Olímpia, São Paulo, SP

04550-004

 **+ 55 11 3044 1183**

 **vendas@sol-m.com**

 **www.sol-m.com**