

Ficha Técnica SOL-CARE Seringa Hipodérmica Luer Lock 1ml com Agulha de Segurança 25G x 1" (25 x 0,5 mm)

Seringa 1ml com Agulha de Segurança 25 x 0,5 mm

Marca

Apresentação

Código de Referência

Dispositivo de Segurança
(Agulha)

Anel de Retenção

Conexão Seringa

Material

Uso Único

Nome do Fabricante

Nome do Fornecedor

Caixa de Embarque

Medidas da Caixa de Embarque

Peso da Caixa de Embarque

Prazo de Validade do Produto

Obrigatoriedade INMETRO

Produto Referência

Classe Terapêutica

Tipo da Marca

Embalagem blister constando 1 unidade de
seringa luer lock ao lado de 1 unidade de
agulha de segurança

SOL-CARE

Caixa com 50 unidades

12510SNBP

Dispositivo de segurança com trava dupla e
audível, com tamanho correspondente a
agulha e padrão universal de cores. Apoio
texturizado para o dedo, fornecendo uma
área segura de ativação com o polegar

(X) Sim () Não

LUER LOCK ideal para aplicação de injeção,
trazendo maior segurança ao paciente

Seringa de Polipropileno Cristalino

Apirogênico e Atóxico

Proibido Reprocessar

Promisemed Hangzhou Meditech Co Ltd

Sol-Millennium Brasil Imp. Exp. Ltda

300 unidades

Altura: 30,5 cm / Comprimento: 41,5 cm /

Largura: 29,5 cm

Peso bruto: 3,45 kg

5 anos

(X) Sim () Não

Não Aplicável

Não Aplicável

(X) Marca () Genérico

SA OFFICE

SOL-MILLENNIUM Brasil Importação e Exportação LTDA.

Rua Alvorada, 1289 cj 1004/ 1005

Vila Olímpia, São Paulo, SP

04550-004

+ 55 11 3044 1183

ventas@sol-m.com



www.sol-m.com

Produto Controlado	() Sim (X) Não
Substituição Tributária	() Sim (X) Não
Enfermeiro Responsável	Karina Gonçalves de Araújo
C.R.T	339137
Classificação de ICMS	Verificar conforme região
Registro Ministério da Saúde	80937159044
DEHP	() Sim (X) Não
Método de Esterilização	Esterilização por óxido de etileno
Látex	() Sim (X) Não
Legislação	Norma Regulamentadora 32 (NR 32)
Armazenamento	O local de armazenamento deve ser seco, limpo e ventilado.
NCM	90183111
Descritivo	Seringa hipodérmica descartável estéril de 1ml com agulha de segurança 25G x 1" – 25mmx0,5mm, com bico "Luer Lock", 16 microlitros, confeccionadas em polipropileno, estéril, de uso único e atóxica, com bico que garante conexões seguras e sem vazamentos. Cilindro transparente e siliconizado, o que proporciona um deslizamento suave. Flange do cilindro com formato anatômico para apoio dos dedos e que confere estabilidade a seringa quando em superfície plana. Escala externa precisa e visível. Êmbolo cônico não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção e possui ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos. Isenta de látex, embalada individualmente

SA OFFICE

SOL-MILLENNIUM Brasil Importação e Exportação LTDA.

Rua Alvorada, 1289 cj 1004/ 1005
Vila Olímpia, São Paulo, SP
04550-004

 **+ 55 11 3044 1183**
 vendas@sol-m.com
 www.sol-m.com

em filme termoplástico e papel grau cirúrgico, que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.

SA OFFICE

SOL-MILLENNIUM Brasil Importação e Exportação LTDA.

Rua Alvorada, 1289 cj 1004/ 1005
Vila Olímpia, São Paulo, SP
04550-004

 **+ 55 11 3044 1183**
 **vendas@sol-m.com**
 **www.sol-m.com**