

## Ficha Técnica SOL-CARE Luer Lock com Agulha de Segurança

### Seringa 5ml com Agulha de Segurança 25 x 0,7 mm (22G\*1")

Marca

Apresentação

Código de Referência

Dispositivo de Segurança  
(Agulha)

Agulha

Seringa

Anel de Retenção

Conexão Seringa

Material

Uso único

Nome do Fabricante

Nome do Fornecedor

Caixa de Embarque

Medidas da Caixa de Embarque

Peso da Caixa de Embarque

Prazo de Validade do Produto

Obrigatoriedade INMETRO

Produto Referência

Embalagem blister constando 1 unidade de  
seringa luer lock ao lado de 1 unidade de  
agulha de segurança

SOL-CARE

Caixa com 50 unidades

52210SNBR

Dispositivo de segurança com trava dupla e  
audível, com tamanho correspondente a  
agulha e padrão universal de cores. Apoio  
texturizado para o dedo, fornecendo uma  
área segura de ativação com o polegar

Tamanho 25 x 0,7 mm (22G\*1")

Seringa Luer Lock 5ml

( X ) Sim ( ) Não

**LUER LOCK** ideal para aplicação de injeção,  
trazendo maior segurança ao paciente

Seringa de Polipropileno Cristalino

Apirogênico e Atóxico

Proibido Reprocessar

Shanghai Kindly Enterprise Development  
Group Co. Ltd. - China

Sol-Millennium Brasil Imp. Exp. Ltda

300 unidades

Altura: 31 cm / Comprimento: 46 cm /

Largura: 29,5 cm

Peso bruto: 4 kg

5 anos

( X ) Sim ( ) Não

Não Aplicável

#### SA OFFICE

**SOL-MILLENNIUM Brasil Importação e Exportação LTDA.**

Rua Alvorada, 1289 cj 1004/ 1005

Vila Olímpia, São Paulo, SP

04550-004

+ 55 11 3044 1183

vendas@sol-m.com



www.sol-m.com

Classe Terapêutica	Não Aplicável
Tipo da Marca	( X ) Marca ( ) Genérico
Produto Controlado	( ) Sim ( X ) Não
Substituição Tributária	( ) Sim ( X ) Não
Enfermeiro Responsável	Karina Gonçalves de Araújo
C.R.T	339137
Classificação de ICMS	Verificar conforme região
Registro Ministério da Saúde	80937150035
DEHP	( ) Sim ( X ) Não
Método de Esterilização	Esterilização por óxido de etileno
Látex	( ) Sim ( X ) Não
Legislação	Norma Regulamentadora 32 (NR 32)
Armazenamento	O local de armazenamento deve ser seco, limpo e ventilado.
NCM	90183119
Descritivo	Seringa com bico luer lock hipodérmica, descartável e estéril, capacidade de 5 ml, com possibilidade de troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado e isenta de látex. Lacrada na mesma embalagem da Agulha com dispositivo de segurança tamanho 25 mm x 0,7mm com bisel trifacetado, sempre posicionado para cima facilitando aplicação imediata. Composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que permite perfeito encaixe em seringas com bico Luer Slip ou Luer Lock, bem como qualquer tamanho de seringa convencional. Dispositivo de segurança conforme (NR32), com trava dupla e audível, em polipropileno, seguindo o

**SA OFFICE**

**SOL-MILLENNIUM Brasil Importação e Exportação LTDA.**

Rua Alvorada, 1289 cj 1004/ 1005  
Vila Olímpia, São Paulo, SP  
04550-004

 **+ 55 11 3044 1183**  
 [vendas@sol-m.com](mailto:vendas@sol-m.com)  
 [www.sol-m.com](http://www.sol-m.com)

padrão universal de cores igual a cor do canhão evitando aplicações erradas. Apoio texturizado para o dedo, fornecendo uma área segura de ativação para o polegar e o indicador, dispositivo de segurança com tamanho correspondente a agulha, acionável com somente uma das mãos, imediatamente após a administração da medicação.

**SA OFFICE**

**SOL-MILLENNIUM Brasil Importação e Exportação LTDA.**

Rua Alvorada, 1289 cj 1004/ 1005  
Vila Olímpia, São Paulo, SP  
04550-004

 **+ 55 11 3044 1183**  
 **[vendas@sol-m.com](mailto:vendas@sol-m.com)**  
 **[www.sol-m.com](http://www.sol-m.com)**