


Infusor 04 Vias Luer Lock Com Clamp

Indicado para uso em terapias de administração de soluções parenterais simultâneas compatíveis.



Advertências:

- Higienizar as mãos antes e após manipular o produto.
- Usar técnica asséptica para abertura da embalagem e manipulação do produto.
- Produto de uso único, proibido reprocessar, após o uso descartar em local apropriado.
- Não utilizar o produto com validade vencida ou embalagem violada.

Características:

- Totalmente transparente.
- Vazão de fluxo: 230ml/min.
- Volume de Priming: 3,0ml.
- Pressão em linha: 400psi.
- Livre de BPA, DEHP, Látex e Metais.
- Compatível com Álcool, Clorexidina, Hemoderivados e Lipídios.
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico e Filme Termoplástico.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Validade 60 meses.

Legenda:

- 1 – Protetor do Conector Luer Lock Fêmea:** Mantém íntegro e estéril o Conector Luer Lock Fêmea até o momento de uso do produto.
- 2 - Conector Luer Lock Fêmea:** Proporciona encaixes precisos e seguros entre o Infusor e outros produtos providos de conectores com padrão luer macho (Ex.: Equipos, Seringas, Extensores...).
- 3 – Clamp Corta-Fluxo:** Permite interromper e reiniciar imediatamente o fluxo de infusão sempre que necessário.
- 4 – Adaptador 2 Vias:** Promove a união das múltiplas entradas do produto, adaptando-as à saída única direcionada ao Acesso Venoso.
- 5 – Tubo flexível e transparente:** Possibilita avaliar e monitorar visualmente a administração da solução e estabilizar perfeitamente todo o Sistema de Infusão preservando assim a integridade do Acesso Venoso.
- 6 – Conector Luer Lock Macho:** Possui mecanismo com rosca rotativa padrão luer lock reversível ao tubo. Proporciona encaixe preciso e seguro, eliminando completamente o risco de desconexões acidentais entre o Infusor e o Acesso Venoso.
- 7 – Protetor do Conector Luer Lock Macho:** Mantém íntegro e estéril o Conector Spin Lock Macho até o momento de uso do produto.

Anvisa: 81516730004

Modelo do produto: 060011

Farm. Responsável: Cristiane S. dos S. Mattos – CRF-BA-4139