

Título:

**LENÇO PARA BANHO CREMER****Ficha Técnica de Produto****Emissão:** 19/08/2019**ANVISA:** Produto não regulado pela ANVISA

FM02000012 Revisão 01 de 15/03/2021

**1. Indicação:**

Lenço para banho Cremer é indicado para uso em secagem de instrumental, proteção de caixas cirúrgicas, preparação de kits, limpeza de ambientes, assepsia e banho de pacientes.

**2. Especificação do Produto:**

Os Lenços para banho Cremer são produzidos com 35% poliéster e 65% viscose fazendo com que o tecido tenha alto poder de absorção. São fornecidas em pacotes com 100 unidades com dimensões abertas de 30cm x 35cm, 65g/m<sup>2</sup> e duas dobras. Seu tecido possui uma textura, além de grande maciez. São também inodoras e insípidas.

**3. Foto ilustrativa:****4. Apresentação do produto:**

Código Cremer	Descrição do Item	Nº unidades por caixa	EAN-13
585872	Lenço para Banho Cremer 30x35cm	12	7891800585872
669305	Lenço para Banho Cremer 30x35cm	12	7891800669305

**5. Validade:**

5 anos.

**6. Precauções:**

- ✓ Lenços para Banho Cremer não pode ter contato com feridas.
- ✓ Produto de uso único.
- ✓ Destruir após o uso.
- ✓ Para uso externo.

**7. Esterilização:**

Para esterilização o lenço deve ser colocado em envelope específico para esterilização. As severas condições de autoclavagem podem causar encolhimento nas fibras de poliéster do material conferindo um aspecto levemente ondulado aos panos, porém, sem prejudicar as propriedades do material.

O Lenço pode também ser esterilizado por outros métodos menos agressivos do que a autoclavagem tais como radiação ionizante (raios gama ou feixe de elétrons) e esterilização por ETO (óxido de etileno).