


COLETOR PARA URINA E SECREÇÕES SISTEMA ABERTO

NOME COMERCIAL:	UROMED
CARACTERÍSTICAS:	• Frasco em polímero inerte, inodoro e apirogênico de polietileno, cilíndrico translúcido, sem manchas e rebarbas, com escala graduada de 25 em 25ml e alça de sustentação. • Tampa do frasco em polímero inerte, inodoro e apirogênico de polietileno, rosqueável, vazada, na cor azul, cilíndrica, sem pintas, rebarbas e imperfeições. • Alça em PVC flexível atóxico, apirogênico, no formato cilíndrico sem pintas, rebarbas e deformações. • Mangueira em PVC flexível atóxico, apirogênico, transparente sem pintas e deformações. -Uromed 1.200ml • Conector em polímero inerte, inodoro e apirogênico de ABS, bicônico, vazado, sem pintas, deformações e rebarbas, na cor azul. • Tampa do conector em polímero inerte, inodoro e apirogênico de polietileno, cilíndrica, sem pintas, rebarbas e imperfeições, azul. • Pinça clamp em polímero inerte, inodoro e apirogênico de polipropileno na cor azul, sem pintas, rebarbas e imperfeições. • Pode acompanhar elastômero adaptador para conexão de sondas. -Uromed 1.200 ml c/ condom • Condom em látex natural medindo aproximadamente 3,15 cm de diâmetro e 18 cm de comprimento.
UTILIZAÇÃO:	Utilizado para coleta de urina ou de secreções. Produto de uso único, descartar após a utilização.
TEMPERATURA:	Armazenamento: Mínima de 20° C e Máxima de 38° C Utilização: Mínima de 10° C e Máxima de 60° C
TRANSPORTE:	O produto deve ser transportado em veículo fechado (tipo baú)
APRESENTAÇÃO:	UROMED 1200 ml UROMED 1200 ml com elastômero adaptador UROMED 1200 ml com condom
EMBALAGEM DE COMERCIALIZAÇÃO:	Caixa com 50 unidades, embalados individualmente em saco de polietileno
DESCARTE:	O descarte do produto após sua utilização deverá seguir as normas constantes da RDC 306 de 7 de dezembro de 2004.




	Nº	Data	Elaborado por:	Verificado por	Aprovado por:
Edição	02	24/04/20	Resp. Técnico	Cont. da Qualidade	Gar. da Qualidade
Revisão	00				

COLETOR PARA URINA E SECREÇÕES SISTEMA ABERTO

EMPILHAMENTO MÁXIMO:	06 Caixas
MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO:	N/A
VALIDADE:	02 Anos
REGISTRO M.S.:	10442360011

IMAGEM



	Nº	Data	Elaborado por:	Verificado por	Aprovado por:
Edição	02	24/04/20	Resp. Técnico	Cont. da Qualidade	Gar. da Qualidade
Revisão	00				

COLETOR PARA URINA E SECREÇÕES SISTEMA ABERTO


Uromed

CONJUNTO COLETOR DE URINA

ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR DE USO ÚNICO.
DESTRUA APÓS O USO.
PRAZO DE VALIDADE: 02 ANOS, DESDE QUE A
EMBALAGEM ESTEJA ÍNTEGRA.

Paciente: _____

Quarto: _____ Leito: _____



Fabricado por: Biomédica Esteves e Anjos Ltda
Av. 22 de Maio, nº 9000, Lts. 14 e 15 Qd. D
Engenho Velho - Itaboraí - RJ

CNPJ. 02.704.301/0001-21/INSC. EST. 75.791.135
TELEFAX: (21) 2635-7791 / 2635-7075
Resp. Técnico: Marco A. E. Anjos CRF-RJ: 17534
Reg. MS. 10442360011
Indústria Brasileira

	Nº	Data	Elaborado por:	Verificado por	Aprovado por:
Edição	02	24/04/20	Resp. Técnico	Cont. da Qualidade	Gar. da Qualidade
Revisão	00		