	<b>Ficha técnica</b>	<b>Folha: 1 de 2</b>
	<b>Toalha umedecida Baby club Ultra care</b> <b>70 folhas</b>	<b>10/2023</b>
		<b>Revisão: 000</b>

O conjunto de lenços umedecidos Baby club Ultra care 70 folhas é um produto desenvolvido especialmente para a pele do bebê e desempenha uma ação eficaz na limpeza e remoção de impurezas a cada troca de fraldas hidratando e protegendo contra assaduras.

#### **Composição:**

Toalha composta de fibras de poliéster e viscose, umedecidas com fórmula suave que não agride a pele do bebê, composta por:

- Água
- Propilenoglicol
- Cocoamidopropil betaína
- Polissorbato 20
- Fragrância (Citronelol, Cumarina, Álcool Benzílico, Benzoato de Benzila, Limoneto, Alfa-Isometil Ionona e Geraniol)
- Dimetilidantoína
- Benzoato de sódio
- Lanolina PEG-75
- Extrato de folha de Aloe Vera
- Edetato Dissódico

#### **Características do produto:**


- **Físico químicas**

Características	Especificação	Resultados
Aspecto	Toalha umedecida de poliéster e viscose	Toalha umedecida de poliéster e viscose
Cor	Branco	Branco
Odor	Característico	Característico
Sujidade	Ausente	Ausente

- **Microbiológicas**

Coliformes totais: ausente

Coliformes fecais: ausente

	<b>Ficha técnica</b>	Folha: 2 de 2
	<b>Toalha umedecida Baby club Ultra care</b> <b>70 folhas</b>	<b>10/2023</b>
		<b>Revisão: 000</b>

Pseudomonas aeruginosas: ausente  
 Staphylococcus aureus: ausente  
 Levedirufomes/filamentoso: ausente  
 Bactérias mesófilas: <1,0 x 10 UFC/g

- **Embalagem**



Nome comercial do produto e apresentação: Baby club Ultra care 20,0 cm x 13,0 cm

Código de barras (EAN 13): 7898971945160

Código de barras (DUN 14): 17898971945167 – 24 pacotes com 70 toallas.

Registro no Ministério da Saúde: 25351.453131/2023-31

Validade: 24 meses após a data de fabricação

Empilhamento máximo: 6 caixas

**Precauções:**

Produto destinado para uso externo.

Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Não aplicar na pele irritada ou lesionada e em caso de irritação, suspender imediatamente e procurar um médico.

**Acondicionamento:**

Deve ser armazenado em local fresco e protegido de luz direta, sem contato direto com o piso.