



Seroflex Aspiração

Extensão flexível para aspiração cirúrgica

Descrição do Produto

Extensor flexível, atóxico confeccionado em PVC, eficaz e prático na aspiração de fluidos e secreções durante procedimentos cirúrgicos e administração de gases (rede de oxigênio ou ar comprimido).

Com conectores graduados, em silicone ou látex, podem ser acoplados à extensão com superfície lisa o que permite com que não se acumule resíduos, não exale qualquer tipo de odor ou solvente. O extensor Seroflex reduz o risco ocupacional, pois impede a exposição à resíduos.

- Extensor em PVC cristal (atóxico)
- Comprimentos sob medida
- Diâmetros variados
- Descartável
- Esterilizado em ETO / Raio Gama
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico (PGC)
- Nas medidas de 1 a 6 metros

REGISTRO ANVISA: Nº 81479110001



SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO

R. Viúva Graça, 65 - São Miguel, Seropédica - RJ

(21) 3787-0164 / (21) 3787-0403

SEROPLAST.COM.BR

SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA - ME 8.14791-1
Tubos 25351, 194288/2017.37
EXTENSOR EXFLEXÍVEL ESTÉRIL SEROFLEX
FABRICANTE : SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - BRASIL
ACESSÓRIOS/CONECTORES: CC 239; CC 240; CC 241; CC 242; CC
243; CC 244; CC 245; CC 246; CC 247; CC 248; CC 249; CC 250;
CC 251; CC 252; CC 253; CC 254; CC 255; CC 256; CC 257; CC
258; CC 259; CC 260; CC 261; CC 262; CC 263; CC 264; CC 265;
CC 266; CC 267; CC 268; CC 269; CC 270; CC 271; CC 272; CC
273; CC 274; CC 275; CC 276; CC 277; CC 278; CC 279; EFE 009
(4.3MM X 135 CM);> EFE 010 (5 MM X 100CM);> EFE 011 (5,5
MM X 150 CM);> EFE 012 (6 MM X 150CM);> EFE 013 (6.3MM
X 100 CM);> EFE 014 (6.5MM X 200 CM);> EFE 015 (5.5MM X
200 CM);> EFE 016 (5.5MM X 150 CM);> EFE 017(6.5MM X 150
CM);> EFE 018 (6.8MM X 1 CM);> EFE 019 (6.8MM X 65 CM);>
EFE 020 (6.8MM X 150 CM);> EFE 021 (6.8MM X 195 CM);>
EFE 022 (6.8MM X 200 CM);> EFE 023 (6.8MM X 260 CM);> EFE
024 (6.8MM X 300 CM);> EFE 025 (6.8MM X 400 CM);> EFE 026
(6.8MM X 500 CM);> EFE 027(6.8MM X 1000CM);> EFE 028
(7MM X 70 CM);> EFE 029 (7MM X 100 CM);> EFE 030 (7.5MM

ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA. 1.03323-4
Cateretes 25351.107113/2017-07
Cateret Circular de Mapeamento Advisor™ FL SE™
FABRICANTE : ST. JUDE MEDICAL - ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA
D-AVSE-D10-F15
D-AVSE-D10-F20
D-AVSE-DF10-F15

4813814 - Pinça de Inserção; 48138100 - Distrator; 48138101 - Eixo de Compressão e Distração; 480401540 - XIA II II 4.0MM MODULAR TAP; 48392206 - PROVA PARA ESPAÇADOR NAVIGATOR 6MM; 48392207 - PROVA PARA ESPAÇADOR NAVIGATOR 7MM; 48392208 - PROVA PARA ESPAÇADOR NAVIGATOR 8MM; 48392209 - PROVA PARA ESPAÇADOR NAVIGATOR 9MM; 48392210 - PROVA PARA ESPAÇADOR NAVIGATOR 10MM; 48392211 - PROVA PARA ESPAÇADOR NAVIGATOR 11MM; 48392212 - PROVA PARA ESPAÇADOR NAVIGATOR 12MM; 48392213 - PROVA PARA ESPAÇADOR NAVIGATOR 13MM; 48392214 - PROVA PARA ESPAÇADOR NAVIGATOR 14MM; 48392215 - PROVA PARA ESPAÇADOR NAVIGATOR 15MM; 48393001 - Inssensor retr NAVIGATOR; 48393002 - Inssensor curvo NAVIGATOR; 48393004 - Impactador para bloco de montagem NAVIGATOR; 48393007 - Impactador inicial NAVIGATOR; 48393008 - Impactador final NAVIGATOR; 48394005 - Distrator de inserção para NAVIGATOR; 48394006 - Cabo do Distrator; 48394007 - Distrator NAVIGATOR; 13200191 - Guia de broca Gamma20; 010.05x495 mm; 18061097 - Cabo de fio guia T2 Tíbia; 48562011 - Guia de broca ajustável OASYS 2K14; 48562010 - Perfurador OASYS 2K14; 48562034 - Guia De Furo Fixo OASYS 12.0mm; 48562035 - Oasys Guia De Furo Fixo 14.0mm; 48562027 - Tubo de inserção OASYS 2K14; 48562118 - Sonda para pedicuto OASYS 2K14; 48562018 - Chave de parafuso poliaxial OASYS 2K14; 48562012 - Cabo para broca OASYS 2K14; 48562028 - Chave de Torque OASYS 2K14; 48562037 - Guia De Adjuste Poly OASYS 2K14; 18061400 - Broca T2 Tíbia SPI 012; 18061402 - Adaptador de haste T2 Tíbia SPI; 18061401 - Parafuso de fixação de haste T2 Tíbia SPI; 18061403 - Chave de parafuso de compressão 3.5mm T2 Tíbia SPI; 18061408 - Luva de broca Ø811 T2 Tíbia SPI; 18061409 - Luva de broca Ø813 T2 Tíbia SPI; 18061411 - Cabo para luva de inserção de luva; 18061414 - Trocar T2 Tíbia SPI Ø811; 18061415 - Trocar T2 Tíbia SPI Ø813; 18061416 - Plug T2 Tíbia SPI; 18061417 - Fio guia Ø3x285 mm T2 Tíbia SPI; 13205375 - Adaptador de calibração Gamma 3; 3807024 - Sonda Atraumático; 48040230 - Fio Guia XIA; 509574 - RETRATOR ANGULAR DIREITO NARROW; 509575 - RETRATOR ANGULAR DIREITO WIDE; 509576 - RETRATOR ANGULAR CURVADO; 509577 - ELEVADOR DE PESCO FEMORAL; 509578 - RETRATOR CURVADO; 509579 - RETRATOR S CURVADO; 509580 - RETRATOR FINAL DUPL0; 510012 - CABO ESCARREADOR; 48138008 - Inssensor de Bloqueador XIA 4.5; 48138011 - Eixo de chave poliaxial XIA 4.5; 48138012 - Luva de chave de inserção; 48138013 - Porca de travamento; 48138016 - Chave Peruaador XIA 4.5; 48138018 - Abaixador de Haste XIA 4.5; 48138021 - Chave monoaxial XIA 4.5; 48138026 - Chave anti torque XIA 4.5; 48237005 - Tubo para Fio Guia; 48237017 - Cabo da Chave XIA 3 TITANIUM; 48280080 - Chave anti torque ES2; 48280081 - Chave de torque ES2; 48280082 - Eixo de compressão e distração ES3; 48280083 - Eixo Articulado de compressão e distração ES3; 48280084 - Removedor de Haste do parafuso; 48280085 - Inssensor de Bloqueador XIA 4.5; 48280086 - Eixo de Chave de ajuste ES2; 48280087 - Dobrador Françés ES2; 48280090 - Inssensor de Haste 90° ES2; 48280110 - Inssensor de Haste 110° ES2; 48280092 - Diastalador Recovery I ES2; 48280093 - RECOVERY GUIDE ES2; 48280095 - Eixo Interior RECOVERY SYSTEM ES2; 48280096 - Luva externa RECOVERY SYSTEM ES2; 48280097 - Cabo da Chave Recovery ES2; 48280099 - RECOVERY GUIDE COM ROSCA ES2; 48280100 - Tampa de luva ES2; 48280120 - Martelo ES2; 48280145 - Perfurador Modular Canulado 04.5mm ES2; 48280150 - Perfurador Modular Canulado 05.5mm ES2; 48280165 - Perfurador Modular Canulado 06.5mm ES2; 48280175 - Perfurador Modular Canulado 07.5mm ES2; 48280185 - Perfurador Modular Canulado 08.5mm ES2; 48280200 - Perfurador Modular Canulado ES2; 48280310 - Chave para parafuso poliaxial ES2; 48280311 - Eixo de chave para parafuso poliaxial ES2; 48281202 - Anel ES2; 48290001 - Retrator ajustável de corpo vertebral 15; 48290002 - Retrator ajustável de corpo vertebral 20; 48290003 - Retrator ajustável de corpo vertebral 30; 48290019 - Retrator de raí nervosa 10mm; 48290004 - Retrator de raí nervosa 12mm; 48290021 - Retrator de raí nervosa 14mm; 48290006 - Medidor de ângulo 25°; 48290007 - Medidor de ângulo 30°; 48290008 - Medidor de ângulo 35°; 48290009 - Perfurador de corpo vertebral posterior 15; 48290010 - Perfurador de corpo vertebral posterior 20; 48290012 - Perfurador de corpo vertebral posterior 25; 48290013 - Perfurador de corpo vertebral posterior 34; 48290011 - Perfurador de corpo vertebral posterior; 48290014 - Osteotomo de corpo vertebral 8; 48290015 - Osteotomo de corpo vertebral 6; 48290016 - Osteotomo retr; 48290017 - Raspador de corpo vertebral Pequeno; 48290018 - Raspador de corpo vertebral Grande; 0585-3-371 - Prova de Haste Exter; 0585-3-441 - Prova de Haste Exter; 0585-3-501 - Prova de Haste Exter; 0585-9-210 - Prova de Haste Exter; 0585-9-351 - Prova de Haste Exter; 0585-9-371 - Prova de Haste Exter; 0585-9-374 - Prova de Haste Exter; 0585-9-375 - Prova de Haste Exter; 0585-9-376 - Prova de Haste Exter; 0585-9-377 - Prova de Haste Exter; 0585-9-378 - Prova de Haste Exter; 0585-9-379 - Prova de Haste Exter; 0585-9-440 - Prova de Haste Exter; 0585-9-441 - Prova de Haste Exter; 0585-9-442 - Prova de Haste Exter; 0585-9-443 - Prova de Haste Exter; 0585-9-444 - Prova de Haste Exter; 0585-9-501 - Prova de Haste Exter; 0585-9-502 - Prova de Haste Exter; 0585-9-503 - Prova de Haste Exter; 0585-9-504 - Prova de Haste Exter; 0585-9-505 - Prova de Haste Exter; 0585-9-506 - Prova de Haste Exter; 0585-9-507 - Prova de Haste Exter; 0585-9-508 - Prova de Haste Exter; 0585-9-509 - Prova de Haste Exter; 0585-9-510 - Prova de Haste Exter; 0585-9-511 - Prova de Haste Exter; 0585-9-512 - Prova de Haste Exter; 0585-9-513 - Prova de Haste Exter; 0585-9-514 - Prova de Haste Exter; 0585-9-515 - Prova de Haste Exter; 0585-9-516 - Prova de Haste Exter; 0585-9-517 - Prova de Haste Exter; 0585-9-518 - Prova de Haste Exter; 0585-9-519 - Prova de Haste Exter; 0585-9-520 - Prova de Haste Exter; 0585-9-521 - Prova de Haste Exter; 0585-9-522 - Prova de Haste Exter; 0585-9-523 - Prova de Haste Exter; 0585-9-524 - Prova de Haste Exter; 0585-9-525 - Prova de Haste Exter; 0585-9-526 - Prova de Haste Exter; 0585-9-527 - Prova de Haste Exter; 0585-9-528 - Prova de Haste Exter; 0585-9-529 - Prova de Haste Exter; 0585-9-530 - Prova de Haste Exter; 0585-9-531 - Prova de Haste Exter; 0585-9-532 - Prova de Haste Exter; 0585-9-533 - Prova de Haste Exter; 0585-9-534 - Prova de Haste Exter; 0585-9-535 - Prova de Haste Exter; 0585-9-536 - Prova de Haste Exter; 0585-9-537 - Prova de Haste Exter; 0585-9-538 - Prova de Haste Exter; 0585-9-539 - Prova de Haste Exter; 0585-9-540 - Prova de Haste Exter; 0585-9-541 - Prova de Haste Exter; 0585-9-542 - Prova de Haste Exter; 0585-9-543 - Prova de Haste Exter; 0585-9-544 - Prova de Haste Exter; 0585-9-545 - Prova de Haste Exter; 0585-9-546 - Prova de Haste Exter; 0585-9-547 - Prova de Haste Exter; 0585-9-548 - Prova de Haste Exter; 0585-9-549 - Prova de Haste Exter; 0585-9-550 - Prova de Haste Exter; 0585-9-551 - Prova de Haste Exter; 0585-9-552 - Prova de Haste Exter; 0585-9-553 - Prova de Haste Exter; 0585-9-554 - Prova de Haste Exter; 0585-9-555 - Prova de Haste Exter; 0585-9-556 - Prova de Haste Exter; 0585-9-557 - Prova de Haste Exter; 0585-9-558 - Prova de Haste Exter; 0585-9-559 - Prova de Haste Exter; 0585-9-560 - Prova de Haste Exter; 0585-9-561 - Prova de Haste Exter; 0585-9-562 - Prova de Haste Exter; 0585-9-563 - Prova de Haste Exter; 0585-9-564 - Prova de Haste Exter; 0585-9-565 - Prova de Haste Exter; 0585-9-566 - Prova de Haste Exter; 0585-9-567 - Prova de Haste Exter; 0585-9-568 - Prova de Haste Exter; 0585-9-569 - Prova de Haste Exter; 0585-9-570 - Prova de Haste Exter; 0585-9-571 - Prova de Haste Exter; 0585-9-572 - Prova de Haste Exter; 0585-9-573 - Prova de Haste Exter; 0585-9-574 - Prova de Haste Exter